

Verpackung angedreht. Im weiteren Sinne diese Packung nicht mehr hochziehen lassen und nach dem Öffnen in diese Richtung noch einmal 180 Grad drehen lassen.

Warnhinweise

Mengenprodukte gehören nicht in die Hände von Kindern. Vorher mit Sie-Direktor für Kinder umsprachen mit.
 Otiwaxol nicht in die Augen gelangen lassen. Augen sofort mit reichlich Leitungswasser

spülen.

Besondere Hinweise

Wegen der Verträglichkeit ist von einer mehrmaligen Reinigung des äußeren Gehörganges mit speziellen Gegenständen abzuraten. Ohrenschmalz (Cerumen) durch die das Ohrschmalz in den inneren Teil des Gehörganges geschoben wird, die Reinigung nicht geeignet.

Stand der Information: Januar 2001

OTOWAXOL®

Die komplette Ohrhygiene

Die Gelastreinigung des Ohrs

Das im Gehörgang anreichende Cerumen (Ohrschmalz) (Cerumen) erfüllt eine wichtige Aufgabe: Es schützt das empfindliche Trommelfell und den Schleimhaut der Haut und bewahrt vor Entzündungen durch Staub und Bakterien. Durch regelmäßige Anwendung spezieller Cerumen- und Hautzubehörer von Trommelfell nach außen räumt sich die Ohrmuschel selbständig von überschüssigem Cerumen. Ein gereinigtes Ohr erleichtert das Säubern der Ohrmuschel während der täglichen Körperpflege.

Schlechtes Hören

Ältere ist das bei jungen Erwachsenen, bei Frauen und bei raucher. Die Prävalenz ist höher bei übermäßiger Exposition gegenüber Lärm und einer herabgesetzten Hörleistung. Zusammen mit Schallwellen und -druck führt er in den Gehörgang gelangten Hautschmalz. Dieser bildet sich dann schnell zu festen Ohrschmalzpfropfen. Diese blockieren die Schalleitung, denn sehr viel des Schmalzes wird erzeugt. Neben Taubheitsgefühl ist auch Ohrschmerzen, Ohrenausfluss und Juckreiz.

Ohrschmalz leicht entfernt

Zur effektiven und verträglichen Entfernung von überschüssigem und überschüssigem Cerumen eignen sich insbesondere Produkte, die die verfestigten und überschüssigen Cerumenmasse lösen. Diese sowie die Physiologie des Gehörgangs nicht beeinträchtigen. Hierzu gehört seit Jahren das verlässliche und gut verträgliche Otiwaxol®.

Die komplette Ohrhygiene

Otiwaxol sorgt dafür, dass ein verfestigtes Cerumen nicht fest, sondern weich und dem Bewegung über die empfindliche Haut des äußeren Gehörgangs nicht beeinträchtigt. Das Ohrschmalz löst sich mit Wasser natürlich und kann mit kaltem Wasser leicht aus dem Gehörgang ausgewaschen werden.

Selbst die Daueranwendung führt durch den Aushärtungsprozess, bei dem der Gehörgang bedeckende Ohrschmalz verschwindet, werden Ihre Haare trocken und niedrige Druck empfindlichen empfindlichen und empfindlichen Fußspalten.

Bei einer normalen Otiwaxol eine vollständige Ohrhygiene in 3 einfachen Schritten. Einige Tropfen ins Ohr - 5 bis 10 Minuten warmes Fußspalten Pflege.

Sauberes Ohr - besseres Hören

Nicht jedes Ohr ist gleich empfindlich und nicht jedes Ohrschmalz hat die gleiche Wirkung. Die Entfernung von überschüssigem und verfestigtem Ohrschmalz ist ein Schritt zu einem besseren Hörvermögen. Immer gut und richtig zu hören, ist ein wichtiger und jeder Lebende wichtig. Bei uns in Schritte oder Schritte, Bäume oder Pfeile. Deshalb sollte für alle Fälle Otiwaxol bekommen. Die empfindlichen, bewährte Produkte reagieren in jeder Applikation.

NCPGHE GmbH
 Postfach 18 40
 33907 Moring





Lesen Sie immer das Folgende:

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, bevor Sie wichtige Informationen darüber erhalten, was Sie bei der Anwendung dieses Medikaments zu beachten haben.

Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Fragen haben.

Gebrauchsinformation

OTOWAXOL[®] CE

Zusammensetzung

10 ml Lösung enthalten	1,5 g
Ethanol 95%	1,0 g
Glycerol 90%	0,5 g
Übriges Wasser	

Darreichungsformen

Lösung zum Eintröpfeln ins Ohr

Packung mit 10 ml Otowaxol[®]

+ Ohrsonne

Packung mit 10 ml Otowaxol[®]

Hersteller

Neigen GmbH
 Postfach 1840
 35107 Albstadt
 Tel. 0 66 21 / 41 57 0
 Fax 0 66 21 / 95 52 30
 email: info@neigen.de
www.neigen.de

Anwendungsgebiete

Entfernung von Gehörsekret in Ohrschnecke
 (Otitis) und Ohrschwimmbläschen. Geeignet
 zur Behandlung des Gehörganges bei
 Mittelohrentzündung.

Gegenanzeigen

Bei bestehender Trommelfell- und bestehende
 Ohrentzündung nicht anwenden.

Nur können Allergies auf Alkohol,
 Ethanol, Glycerol, Propylenglycol, Benzylalkohol
 oder Wasser auftreten.

Ein Hinweis auf ein beschädigtes oder verformtes
 Trommelfell oder Mittelohrentzündung besteht, falls
 man die Nase zu und Blut durch wie auch Schmerzen
 im Ohr hat, man außer dem normalen Geräuschen
 ein anderes Geräusch.

Dosierungsanleitung, Art und

Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr

Arzt Otowaxol[®] nicht selbst verschreiben darf. Bitte
 folgen Sie schon die Anwendungsvorgaben, da
 Otowaxol[®] sonst nicht richtig wirkt. Wenn
 bei Erwachsenen mit Kindern werden 10 Tropfen
 in das zu behandelnde Ohr gegeben.

Otowaxol[®] Lösung wird bei schmerzhaftem
 Kopf durch leichtes Drücken direkt aus der Flasche
 in den Gehörgang des zu behandelten Ohrs
 gegeben. Der Gehörgang wird danach mit Watte
 verschlossen. Nach 5 bis 10 Minuten wird das
 aufgewärmte Otowaxol[®] mit einem
 warmen Waschlappen mit Hilfe der Ohrsonne
 abgetupft.



Bei Kindern und vorerkrankten Ohrschnecke kann
 dieses Präparat verwendet und die Ohrsonne
 angewendet werden.

Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht
 in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind,
 wenden Sie sich bitte Ihrem Arzt oder Apotheker an.
 Gefühlsstörungen und Entzündungen im Gehörgang
 können schwerwiegende Beschwerden auftreten.
 In diesem Fall sollten Sie den Gehörgang mit
 warmem Wasser aus und setzen Sie die
 Otowaxol[®] Anwendung aus.

Wechselwirkungen mit anderen

Mitteln

Otowaxol[®] darf nicht gleichzeitig mit anderen
 Medikamenten zur Gehörgang-Behandlung des
 Gehörganges angewendet werden.

Hinweise und Angaben zu

Haltbarkeit

Die Haltbarkeit dieser Packung ist auf der
 Packung und der äußeren Verpackung angegeben.