

## Produktinformation

# ZUNGENREINIGER nach Lorenz

Der Zungenanatomie angepasstes Design  
Entfernt Bakterienbeläge  
Beugt Mundgeruch vor  
Fördert das Geschmacksempfinden

Der erste Zungenreiniger, der dem Relief des Zungenrückens optimal angepasst wurde, beidseitig verwendbar ist und den bei Zungenreinigern häufig auftretenden Würgereiz erheblich reduziert.

### Anwendung

- Mund normal öffnen
- Zunge ruhen lassen
- Zungenreiniger Bombastus mit dem Relief auf den Zungenrücken leicht aufdrücken
- Zungenreiniger Bombastus nach vorne streichen

Untersuchungen haben gezeigt, dass eine einmalige Anwendung den bakteriellen Befall um ca. 50% reduziert. Bei 3- bis 4-maliger Anwendung pro Woche wird zusätzlich die Rückbesiedelung der Zunge sehr effizient verhindert.

### Packungsgrößen

1 Stück rot	Art.-Nr.: 80690311	PZN 3177503	EAN 4024671013714
1 Stück grün	Art.-Nr.: 80690313	PZN 4779405	EAN 4024671013721

### Bombastus-Werke AG

Wilsdruffer Straße 170 • 01705 Freital • Deutschland  
Telefon: +49 351 65803-12 • Fax: +49 351 65803-99  
E-Mail: [info@bombastus-werke.de](mailto:info@bombastus-werke.de) • [www.bombastus.de](http://www.bombastus.de)

Stand 06/2012. Änderungen vorbehalten.