

MSA WaxExtract™



Deutsch

Gebrauchsanleitung
ab Seite 3

MSA Wax Extract Ohrenreiniger

English

Instructions for Use
from page 11

MSA Wax Extract Ear Cleaner

Français

Mode d'emploi
à partir de la page 19

MSA Wax Extract nettoyant pour oreilles

Nederlands

Gebruiksaanwijzing
vanaf pagina 27

MSA wax extract oorreiniger

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Mailadresse:

kundenservice@hsphanseshopping.de

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Produktes die Anleitung sorgfältig durch und verwenden Sie den Wax Extract wie vorgegeben. Bitte bewahren Sie die Anleitung gut auf. Bei Weitergabe des Produktes ist diese Anleitung mit auszuhändigen. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Anleitung nicht beachtet werden!


Im Rahmen ständiger Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht vor, Produkt, Verpackung oder Beipackunterlagen jederzeit zu ändern.

Hinweis

CE Durch die CE-Kennzeichnung wird bestätigt, dass das Gerät den geltenden europäischen Anforderungen, die für die jeweilige Gerätegruppe gelten, entspricht und die spezifischen Konformitätserklärungen vorhanden sind.

LIEFERUMFANG UND GERÄTEÜBERSICHT

- Ohrenreiniger mit 9 Knopfzellen (LR44)
- 2 Aufsätze
- Reinigungspinsel
- Bedienungsanleitung



ALLGEMEINE HINWEISE

- Vor der ersten Benutzung: Entnehmen Sie den Wax Extract Ohrenreiniger vorsichtig aus der Verpackung und überprüfen Sie das Gerät auf Vollständigkeit und Beschädigungen.
- Dieses Gerät ist für das Entfernen von Ohrenschmalz im menschlichen Ohr geeignet.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern und Personen mit eingeschränkten Kenntnissen hinsichtlich seiner Handhabung bzw. einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane verwendet werden.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Das Gerät ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und nicht für kommerzielle Anwendungen.
- Lassen Sie nur autorisierte Fachhändler alle Arten von Schäden am Gerät reparieren.



SICHERHEITSHINWEISE

- Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern und Haustieren fern. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Verätzungsgefahr durch Batteriesäure! Batterie und Artikel für Kinder und Tiere unerreichbar aufbewahren. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Sollte eine Batterie auslaufen, Körperkontakt mit der Batteriesäure vermeiden. Gegebenenfalls Schutzhandschuhe tragen. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.
- Eine ausgelaufene Batterie sofort aus dem Artikel entfernen. Die Kontakte reinigen, bevor eine neue Batterie eingelegt wird.
- Nur den in den technischen Daten angegebenen Batterietyp verwenden.

- Die Batterie aus dem Artikel herausnehmen, wenn diese verbraucht ist oder der Artikel länger nicht benutzt wird. So werden Schäden durch Auslaufen vermieden.
- Den Artikel vor Hitze, offenem Feuer, direktem Sonnenlicht, extremen Temperaturen, Nässe und Stößen schützen.
- Den Artikel nicht mit Wasser reinigen und niemals in Flüssigkeiten tauchen. Er ist lediglich gegen Spritzwasser geschützt.

WARNHINWEISE

- Versuchen Sie niemals, übermäßiges oder verhärtetes Ohrenschmalz mit einer Büroklammer, einem Wattestäbchen oder einer Haarnadel (zum Beispiel) aus dem Ohr zu entfernen. Das Ohrenschmalz könnte weiter in den Gehörgang gedrückt werden und schwere Schäden verursachen.
- Drücken Sie niemals die Spitze des Produkts zu fest oder zu tief in das Ohr.
- Verwenden Sie keine Ohrentropfen bei Verdacht auf eine Ohrentzündung, es sei denn, ein Arzt empfiehlt sie.

Vorsicht!

Fragen Sie vor der Benutzung einen Arzt, wenn einer der folgenden Punkte auf Sie zutrifft:

- Ohrenschmerzen
- Juckreiz oder Ausschlag im und/oder um das Ohr
- Schwindel
- Verletzung, Wunde oder Perforation des Trommelfells
- kürzlich durchgeführte Operationen am Ohr

Bei Schmerzen im Ohr, wenden Sie sich bitte an einen Arzt.

Wenn Sie das Gerät benutzen, setzen Sie sich bitte an einen sicheren Ort.

Wenn Sie feuchtes Ohrenschmalz entfernen, achten Sie bitte darauf, dass die Spitze und der Filter nicht verstopfen.

EINSETZEN DER BATTERIE

1. Ziehen Sie die Batterieabdeckung nach unten ab. (Abbildung 1)




Abb. 1

2. Legen Sie 3 Knopfzellen (LR44) in das Batteriefach des Hauptgeräts ein. (Abbildung 2) Achten Sie auf richtige Polarität. Das hintere Fach ist für die Aufbewahrung 3 weiterer Knopfzellen.




Abb. 2

3. Schieben Sie die Batterieabdeckung wieder an ihren Platz.

BEDIENUNG UND ANWENDUNG

Setzen Sie eine Spitze auf den Hauptkörper. (Abbildung 3)





Abb. 3

Betätigen Sie zum Betrieb die Taste ON/OFF. Wenn die LED-Beleuchtung benötigt wird, betätigen Sie die Taste ON/OFF für die LED-Beleuchtung.

Zum Ausschalten betätigen Sie erneut die Taste ON/OFF.



Halten Sie das Produkt immer in horizontaler Position (wie abgebildet) mit der Öffnung nach unten.

Führen Sie die Spitze sanft in das Ohr ein. Wiederholen Sie dies bei Bedarf.

Um sicherzustellen, dass das Ohr nicht verletzt wird, drücken Sie niemals zu fest oder zu tief in das Ohr.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung aus.
2. Die Spitzen nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser reinigen und an der Luft trocknen lassen.
3. Der Filter kann entfernt und mit Wasser gereinigt und an der Luft getrocknet werden. Ziehen Sie hierzu den Filter aus dem Hauptkörper raus.
4. Tauchen Sie das Gerät NIEMALS in Wasser ein.

TECHNISCHE DATEN

Batterietyp: LR44

ENTSORGUNG



Im Zusammenhang mit denen von uns in Verkehr gebrachten Batterien und Akkus oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien oder Akkus enthalten sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) dazu verpflichtet Sie auf folgendes hinzuweisen: Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht im Hausabfall entsorgt werden dürfen. Enthält die Batterie oder der Akku mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei ist das Symbol unerhalb der durchgetrichenen Mülltonne um chemischen Zeichen der Metalle (Hg, Cd, Pb) erweitert. Sie sind als Endnutzer gesetzlich dazu verpflichtet alle Altbatterien und Altakkus nicht im Hausabfall zu entsorgen, sondern im Handel oder kommunalen Sammelstellen zurückzugeben. Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die aus dem Altgerät entnommen werden können, sind im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen. Altbatterien und Altakkus können Schadstoffe enthalten, die bei nichtsachgemäßer Lagerung oder Entsorgung der Umwelt oder Ihrer

Gesundheit schaden können. Zurückgegebene Altbatterien und Altakkus werden ausschließlich dem Recycling zugeführt. Somit werden werthaltige Rohstoffe wie z. B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel wieder zurückgewonnen. Sie können Altbatterien oder Altakkus entweder in Ihrer unmittelbaren Nähe (z. B. im Handel oder Wertstoffhof) unentgeltlich zurück geben oder an uns frei zurücksenden. Die Umwelt und die HSP Hanse Shopping GmbH danken Ihnen.



Das Symbol der durchgetrichenen Mülltonne, das dieses Gerät der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie) unterliegt. Es weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen ist. Ein schwarzer Balken unter der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass das Gerät nach 2005 in Verkehr gebracht wurde. Dieses Gerät nicht als normalen Hausabfall, sondern getrennt gesammelt und umweltgerecht über eine kommunale Sammelstelle entsorgen. Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des Elektrogesetzes eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte. Ab dem 01.07.2022 unterliegen auch diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen.



Das Recyclingsymbol besteht aus drei Pfeilen, die den Wiederverwertungskreislauf (Recycling) darstellen. Die Verpackungs- und Füllmaterialien können wiederverwertet werden. Entsorgen Sie die Verpackungs- und Füllmaterialien nicht im Hausabfall, sondern führen Sie diese umweltgerecht der Wertstoffsammlung zu.

Dear Customer,

we are pleased that you have chosen this product. If you have any questions, please contact customer service via our mail address:

kundenservice@hspfanshopping.de

Before using the product for the first time, please read the instructions carefully and use the Wax Extract as directed. Please keep the instructions in a safe place. If the product is passed on, these instructions must also be handed over. The manufacturer and importer accept no liability if the information in these instructions is not observed!


In the context of continuous further development, we reserve the right to change the product, packaging or instruction leaflets at any time.

Note

CE The CE marking confirms that the device complies with the applicable European requirements that apply to the respective device group and that the specific declarations of conformity are available.

SCOPE OF DELIVERY AND DEVICE OVERVIEW

- Ear cleaner with 9 button cells (LR44)
- 2 tips
- Cleaning brush
- Instruction manual



GENERAL NOTES

- Before first use: Carefully remove the Wax Extract ear cleaner from the packaging and check the device for completeness and damage.
- This device is suitable for removing earwax in the human ear.
- This device must not be used by children and persons with limited knowledge of its operation or impaired sensory organs.
- Ensure that children do not play with the device.
- Cleaning and maintenance by the user must not be carried out by children.
- The device is intended for personal use only and not for commercial applications.
- Only allow authorized dealers to repair all types of damage to the device.



SAFETY INSTRUCTIONS

- Keep packaging material away from children and pets. There is a danger of suffocation.
- Risk of burns from battery acid! Keep battery and articles out of reach of children and animals. If a battery has been swallowed, medical assistance must be sought immediately.
- If a battery leaks, avoid physical contact with the battery acid. If necessary, wear protective gloves. In case of contact with battery acid, immediately rinse the affected areas with plenty of clean water and seek medical attention immediately.
- Immediately remove a leaking battery from the article. Clean the contacts before inserting a new battery.
- Only use the battery type specified in the technical data.
- Remove the battery from the article when it is used up or the article is not used for a longer period of time. This will prevent damage due to leakage.
- Protect the item from heat, open fire, direct sunlight, extreme temperatures, moisture and shock.

- Do not clean the item with water and never immerse it in liquids. It is only protected against splashing water.

WARNINGS

- Never try to remove excessive or hardened earwax from the ear with a paper clip, cotton swab or hairpin (for example). The earwax could be pushed further into the ear canal and cause serious damage.
- Never press the tip of the product too hard or too deep into the ear.
- Do not use ear drops if you suspect an ear infection unless a doctor recommends them.

Caution!

Consult a physician before use if any of the following apply to you:

- Ear pain
- Itching or rash in and/or around the ear
- Dizziness
- Injury, wound or perforation of the eardrum
- Recent operations on the ear

In case of pain in the ear, please consult a doctor.


When using the device, please sit in a safe place.

When removing wet earwax, please be careful not to clog the tip and filter.

INSERTING THE BATTERY


1. Pull the battery cover downwards. (Figure 1)

Figure 1



2. Insert 3 button cells (LR44) into the battery compartment of the main unit. (Figure 2) Ensure correct polarity. The rear compartment is for storing 3 more button cells.

Figure 2



3. Push the battery cover back into place.

OPERATION AND APPLICATION

Place a tip on the main body. (Figure 3)





Figure 3

Press the ON/OFF key for operation. When the LED illumination is needed, press the ON/OFF key for the LED illumination.

To switch off, press the ON/OFF key again.

Always hold the product in a horizontal position (as shown) with the opening facing downwards.



Gently insert the tip into the ear. Repeat if necessary.

To ensure that the ear is not injured, never press too hard or too deeply into the ear.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Switch off the product before cleaning.
2. Clean the tips with warm water after each use and let them air dry.
3. The filter can be removed and cleaned with water and dried in the air. To do this, pull the filter out of the main body.
4. NEVER immerse the device in water.

TECHNICAL DATA

Battery type: LR44

DISPOSAL



In connection with the batteries and rechargeable batteries placed by us on the market or with the delivery of devices that contain batteries or rechargeable batteries, we are required by the Battery Act (BattG) to inform you of the following: The symbol of the crossed-out garbage can means that batteries and rechargeable batteries must not be disposed of in household waste. If the battery or accumulator contains more than 0.0005 mass percent of mercury, more than 0.002 mass percent of cadmium or more than 0.004 mass percent of lead, the symbol outside the crossed out garbage can is extended by chemical symbols of the metals (Hg, Cd, Pb). As an end user, you are legally obligated not to dispose of all used batteries and accumulators in household waste, but to return them to retailers or municipal collection points. Used batteries and accumulators that are not enclosed in the old device, as well as lamps that can be removed from the old device, must generally be separated from the old device in a non-destructive manner before being handed in at a collection point. Used batteries and accumulators may contain harmful substances that can damage the environment or your health if not stored or disposed of properly. Returned used batteries and accumulators will only be recycled. Thus, valuable raw materials such as iron, zinc, manganese or

nickel are recovered. You can either return used batteries or accumulators free of charge in your immediate vicinity (e.g. to a retailer or recycling center) or send them back to us free of charge. The environment and HSP Hanse Shopping GmbH thank you.



The symbol of the crossed-out dustbin that this device is subject to the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE Directive). It indicates that the respective device must be disposed of separately from unsorted municipal waste at the end of its service life. A black bar under the crossed-out wheeled garbage can indicates that the device was placed on the market after 2005. Do not dispose of this device as normal household waste, but collect it separately and dispose of it in an environmentally sound manner at a municipal collection point. Owners of old appliances from private households can hand them in free of charge at the collection points of the public waste disposal authorities or at the take-back points set up by manufacturers or distributors as defined by the Electrical and Electronic Equipment Act. Stores with a sales area of at least 400 m² for electrical and electronic equipment are obliged to take back the equipment. From 01.07.2022, those grocery stores with a total sales area of at least 800 m² that offer electrical and electronic equipment several times a year or permanently and make it available on the market are also subject to this requirement. This also applies to sales using means of distance communication if the storage and shipping areas for electrical and electronic equipment are at least 400 m² or the total storage and shipping areas are at least 800 m².



The recycling symbol consists of three arrows representing the reuse cycle (recycling). The packaging and filling materials can be recycled. Do not dispose of the packaging and filling materials in the household waste, but take them to the recycling collection in an environmentally friendly manner.

Chère cliente, cher client,

nous sommes heureux que vous ayez choisi ce produit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le service clientèle à notre adresse e-mail :

kundenservice@hsphanseshopping.de

Avant d'utiliser le produit pour la première fois, veuillez lire attentivement les instructions et utiliser le Wax Extract comme indiqué. Conservez soigneusement ces instructions. En cas de transmission du produit, ces instructions doivent également être remises. Le fabricant et l'importateur déclinent toute responsabilité en cas de non-respect des indications figurant dans ces instructions !


Dans le cadre d'un développement constant, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le produit, l'emballage ou les documents d'accompagnement.

Noot

CE Le marquage CE confirme que l'appareil est conforme aux exigences européennes en vigueur, applicables au groupe d'appareils concerné, et que les déclarations de conformité spécifiques sont disponibles.

CONTENU DE LA LIVRAISON ET APERÇU DE L'APPAREIL

- Nettoyeur d'oreilles avec 9 piles bouton (LR44)
- 2 embouts
- Pinceau de nettoyage
- Mode d'emploi



REMARQUES GÉNÉRALES

- Avant la première utilisation : retirez délicatement le nettoyeur auriculaire Wax Extract de son emballage et vérifiez que l'appareil est complet et n'est pas endommagé.
- Cet appareil est destiné à l'élimination du cérumen dans l'oreille humaine.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes ayant des connaissances limitées en matière de manipulation ou une déficience des organes sensoriels.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.
- L'appareil est uniquement destiné à un usage personnel et non à des Applications commerciales.
- Ne confiez qu'à des revendeurs agréés la réparation de tout type de dommage sur l'appareil.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Gardez le matériel d'emballage hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Il existe un risque d'étouffement !
- Risque de brûlure par l'acide de la batterie ! Conserver la pile et les articles hors de portée des enfants et des animaux. En cas d'ingestion d'une pile, il faut immédiatement demander une aide médicale.
- En cas de fuite d'une batterie, éviter tout contact corporel avec l'acide de la batterie. Le cas échéant, porter des gants de protection. En cas de contact avec l'acide de la batterie, rincer immédiatement et abondamment la zone concernée à l'eau claire et consulter immédiatement un médecin.
- Retirer immédiatement une pile qui a fui de l'article. Nettoyer les contacts avant d'insérer une nouvelle pile.
- N'utiliser que le type de pile indiqué dans les caractéristiques techniques.

- Retirer la pile de l'article lorsqu'elle est usée ou lorsque l'article n'est pas utilisé pendant une longue période. Cela permet d'éviter les dommages dus aux fuites.
- Protéger l'article de la chaleur, des flammes nues, de la lumière directe du soleil, des températures extrêmes, de l'humidité et des chocs.
- Ne pas nettoyer l'article avec de l'eau et ne jamais le plonger dans un liquide. Il est uniquement protégé contre les projections d'eau.

AVERTISSEMENTS

- N'essayez jamais de retirer un excès de cérumen ou un cérumen durci de l'oreille avec un trombone, un coton-tige ou une épingle à cheveux (par exemple). Le cérumen pourrait être poussé plus loin dans le conduit auditif et provoquer de graves dommages.
- N'enfoncez jamais l'extrémité du produit trop fort ou trop profondément dans l'oreille.
- Ne pas utiliser de gouttes auriculaires en cas de suspicion d'otite, à moins qu'un médecin ne le recommande.

Attention !

Demandez conseil à un médecin avant utilisation si l'un des points suivants s'applique à votre cas :

- Maux d'oreilles
- démangeaisons ou éruption cutanée dans et/ou autour de l'oreille
- vertiges
- blessure, plaie ou perforation du tympan
- opérations récentes de l'oreille

En cas de douleurs dans l'oreille, consultez un médecin.


Lorsque vous utilisez l'appareil, veuillez vous asseoir dans un endroit sûr.

Lorsque vous enlevez du cérumen humide, veillez à ce que l'embout et le filtre ne se bouchent pas.

INSERTION DE LA PILE


1. Tirez le couvercle de la batterie vers le bas vers le bas pour le retirer. (figure 1)

Figure 1



2. Insérez 3 piles boutons (LR44) dans le compartiment à piles de l'unité principale. (Figure 2) Veillez à respecter la polarité. Le compartiment arrière est destiné à accueillir 3 autres piles boutons.

Figure 2



3. Remplacez le couvercle de la batterie à sa place.

UTILISATION ET APPLICATION

Placez une pointe sur le corps principal (figure 3).





Figure 3

Appuyez sur le bouton ON/OFF pour l'utiliser. Si l'éclairage LED est nécessaire, appuyez sur le bouton ON/OFF pour l'éclairage LED.

Pour l'éteindre, appuyez à nouveau sur le bouton ON/OFF.



Tenez toujours le produit en position horizontale (comme illustré), l'ouverture vers le bas.

Insérez doucement l'embout dans l'oreille. Répétez si nécessaire.

Pour être sûr de ne pas blesser l'oreille, n'appuyez jamais trop fort ou trop profondément dans l'oreille.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Éteignez le produit avant de le nettoyer.
2. Nettoyer les pointes à l'eau chaude après chaque utilisation et les laisser sécher à l'air libre.
3. Le filtre peut être retiré et nettoyé à l'eau, puis séché à l'air libre. Pour ce faire, retirez le filtre du corps principal.
4. N'immergez JAMAIS l'appareil dans l'eau.

DONNÉES TECHNIQUES

Type de batterie: LR44

ÉLIMINATION



En relation avec les piles et les accumulateurs que nous mettons en circulation ou avec la livraison d'appareils contenant des piles ou des accumulateurs, nous sommes tenus, conformément à la loi sur les piles (BattG), d'attirer votre attention sur les points suivants : Le symbole de la poubelle barrée signifie que les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Si la pile ou l'accumulateur contient plus de 0,0005% de mercure, plus de 0,002% de cadmium ou plus de 0,004% de plomb, le symbole en dehors de la poubelle barrée est complété par les symboles chimiques des métaux (Hg, Cd, Pb). En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de ne pas jeter toutes les piles et tous les accumulateurs usagés avec les déchets ménagers, mais de les rapporter dans le commerce ou aux points de collecte communaux. Les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas enfermés dans l'appareil usagé, ainsi que les lampes qui peuvent être retirées de l'appareil usagé, doivent en règle générale être séparés de l'appareil usagé de manière non destructive avant d'être remis à un point de collecte. Les piles et accumulateurs usagés peuvent contenir des substances nocives qui, si elles ne sont pas stockées ou éliminées correctement, peuvent nuire à l'environnement ou à votre santé. Les piles

et accumulateurs usagés retournés sont exclusivement recyclés. Ainsi, des matières premières de valeur comme le fer, le zinc, le manganèse ou le nickel sont récupérées. Vous pouvez rapporter les piles et accumulateurs usagés gratuitement à proximité de chez vous (par ex. dans un magasin ou un centre de recyclage) ou nous les renvoyer gratuitement. L'environnement et HSP Hanse Shopping GmbH vous remercient.



Le symbole de la poubelle barrée indique que cet appareil est soumis à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (directive DEEE). Il indique que l'appareil en question doit être éliminé séparément des déchets municipaux non triés à la fin de sa durée de vie. Une barre noire sous la poubelle barrée indique que l'appareil a été mis sur le marché après 2005. Ne pas éliminer cet appareil comme un déchet ménager normal, mais le collecter séparément et le déposer dans un centre de collecte communal dans le respect de l'environnement. Les propriétaires d'appareils usagés provenant de ménages privés peuvent les déposer gratuitement dans les centres de collecte des organismes publics d'élimination des déchets ou dans les points de reprise mis en place par les fabricants ou les distributeurs au sens de la loi sur les appareils électriques. Les magasins ayant une surface de vente d'au moins 400 m² pour les appareils électriques et électroniques sont soumis à l'obligation de reprise. A partir du 01/07/2022, les magasins d'alimentation avec une surface de vente totale d'au moins 800 m² qui proposent plusieurs fois par an ou de manière permanente des appareils électriques et électroniques et les mettent à disposition sur le marché seront également soumis à cette obligation. Cela s'applique également en cas de distribution à l'aide de moyens de communication à distance, si les surfaces de stockage et d'expédition d'EEE sont d'au moins 400 m² ou si les surfaces totales de stockage et d'expédition sont d'au moins 800 m².



Le symbole de recyclage est composé de trois flèches qui représentent le cycle de réutilisation (recyclage). Les matériaux d'emballage et de remplissage peuvent être recyclés. Ne jetez pas les matériaux d'emballage et de remplissage avec les déchets ménagers, mais apportez-les à la collecte des matières recyclables dans le respect de l'environnement.

Beste klant,

we zijn blij dat u dit product heeft gekozen. Als u vragen heeft, neem dan contact op met de klantenservice via ons mailadres:

kundenservice@hspfanshopping.de

Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en gebruik het wasextract volgens de aanwijzingen. Bewaar de instructies op een veilige plaats. Indien het product wordt doorgegeven, moeten deze instructies eveneens worden overhandigd. De fabrikant en de importeur aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het niet in acht nemen van de aanwijzingen in deze handleiding!


In het kader van een voortdurende verdere ontwikkeling behouden wij ons het recht voor om het product, de verpakking of de bijsluiters te allen tijde te wijzigen.

Noot

CE De CE-markering bevestigt dat het toestel voldoet aan de toepasselijke Europese eisen die gelden voor de desbetreffende groep toestellen en dat de specifieke verklaringen van overeenstemming beschikbaar zijn.

OMVANG VAN DE LEVERING EN OVERZICHT VAN DE EENHEDEN

- Oorreiniger met 9 knoopcellen (LR44)
- 2 bijlagen
- Reinigingsborstel
- Gebruiksaanwijzing



Tip

ALGEMENE OPMERKINGEN

- Voor het eerste gebruik: Haal de Wax Extract oorreiniger voorzichtig uit de verpakking en controleer of deze compleet en onbeschadigd is.
- Dit apparaat is geschikt voor het verwijderen van oorsmeer uit het menselijk oor
- Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen met verminderde fysieke of zintuiglijke vermogens
- Zorg ervoor dat kinderen niet met het toestel spelen.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.
- Het toestel is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik en niet voor commerciële toepassingen.
- Laat alle soorten schade aan het toestel uitsluitend door erkende vakhandelaren repareren.



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Houd verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en huisdieren. Er is verstikkingsgevaar!
- Gevaar voor brandwonden door accu! Houd batterij en artikelen buiten bereik van kinderen en dieren. Als een batterij is ingeslikt, moet onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen.
- Als een batterij lekt, moet u lichamelijk contact met het accu vermijden. Draag indien nodig beschermende handschoenen. In geval van contact met accu, spoel de getroffen gebieden onmiddellijk met veel schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Verwijder onmiddellijk een lekkende batterij uit het voorwerp. Maak de contacten schoon voordat u een nieuwe batterij plaatst.
- Gebruik alleen het batterijtype dat in de technische gegevens wordt genoemd..

- Verwijder de batterij uit het toestel wanneer deze leeg is of wanneer het toestel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. Dit voorkomt schade als gevolg van lekkage.
- Bescherm het voorwerp tegen hitte, open vuur, direct zonlicht, extreme temperaturen, vocht en schokken.
- Maak het artikel niet schoon met water en dompel het nooit onder in vloeistoffen. Hij is alleen beschermd tegen opspattend water.

WAARSCHUWINGEN

- Probeer nooit overmatig of verhard oorsmeer uit het oor te verwijderen met bijvoorbeeld een paperclip, wattenstaafje of haarspeld. Het oorsmeer kan verder in de gehoorgang worden geduwd en ernstige schade veroorzaken.
- Druk de punt van het product nooit te hard of te diep in het oor.
- Gebruik geen oordruppels als u een oorontsteking vermoedt, tenzij een arts u die aanraadt.

Voorzichtig!

Raadpleeg voor gebruik een arts als een van de volgende situaties op u van toepassing is:

- Oorpijn
- Jeuk of uitslag in en/of rond het oor
- Duizeligheid
- Verwonding, wond of perforatie van het trommelvlies
- recente operaties aan het oor


In geval van pijn in het oor, gelieve een arts te raadplegen.

Als u het toestel gebruikt, ga dan op een veilige plaats zitten.

Let er bij het verwijderen van nat oorsmeer op dat de tip en het filter niet verstopt raken.


PLAATSEN VAN DE BATTERIJ

1. Trek het batterijdeksel naar beneden. naar beneden. (Figuur 1)



Figuur 1

2. Plaats 3 knoopcellen (LR44) in het batterijvak van het hoofdtoestel. (Figuur 2) Zorg ervoor dat de polariteit juist is. Het achterste compartiment is voor het opbergen van nog 3 knoopcellen.




Figuur 2

3. Schuif het batterijdeksel terug op zijn plaats.

WERKING EN TOEPASSING


Plaats een punt op het hoofdlichaam (figuur 3).



Figuur 3

Druk op de ON/OFF toets voor de bediening. Wanneer de LED verlichting nodig is, drukt u op de ON/OFF toets voor de LED verlichting.

Om uit te schakelen, drukt u nogmaals op de ON/OFF toets.



Houd het product altijd in horizontale positie (zoals afgebeeld) met de opening naar beneden.

Steek het uiteinde voorzichtig in het oor. Herhaal indien nodig.

Om ervoor te zorgen dat het oor niet gewond raakt, mag u nooit te hard of te diep in het oor drukken.

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

1. Schakel het product uit voordat u het reinigt.
2. Maak de uiteinden na elk gebruik schoon met warm water en laat ze aan de lucht drogen.
3. Het filter kan worden verwijderd en met water worden gereinigd en aan de lucht worden gedroogd. Om dit te doen, trekt u het filter uit het hoofdhuis.
4. Dompel het toestel NOOIT onder in water.

TECHNISCHE GEGEVENS

Type batterij: LR44

VERWIJDERING



In verband met de door ons op de markt gebrachte batterijen en oplaadbare accu's of met de levering van apparaten die batterijen of oplaadbare accu's bevatten, zijn wij verplicht u overeenkomstig de batterijenwet (BattG) het volgende mee te delen: Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak betekent dat batterijen en oplaadbare batterijen niet met het huisvuil mogen worden weggegooid. Indien de batterij of accu meer dan 0,0005 massaprocent kwik, meer dan 0,002 massaprocent cadmium of meer dan 0,004 massaprocent lood bevat, wordt het symbool buiten de doorgekruiste vuilnisbak uitgebreid met de chemische symbolen van de metalen (Hg, Cd, Pb). Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht alle gebruikte batterijen en accu's niet bij het huisvuil te gooien, maar in te leveren bij de detailhandel of bij gemeentelijke inzamelpunten. Gebruikte batterijen en accu's die niet in het oude apparaat zijn ingesloten, alsmede lampen die uit het oude apparaat kunnen worden verwijderd, moeten normaliter op niet-destructieve wijze van het oude apparaat worden gescheiden alvorens zij bij een inzamelpunt worden

ingeleverd. Gebruikte batterijen en accu's kunnen schadelijke stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu of uw gezondheid indien ze niet op de juiste wijze worden opgeslagen of verwijderd. Ingeleverde gebruikte batterijen en accu's zullen alleen worden gerecycleerd. Dit betekent dat waardevolle grondstoffen zoals ijzer, zink, mangaan of nikkel worden teruggewonnen. U kunt gebruikte batterijen of accu's gratis inleveren in uw onmiddellijke omgeving (bv. bij een detailhandelaar of recyclingcentrum) of gratis naar ons terugsturen. Het milieu en HSP Hanse Shopping GmbH danken u.



Het symbool van de doorkruiste vuilnisbak op wieltjes geeft aan dat dit apparaat valt onder de EU-richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE-richtlijn). Het geeft aan dat het desbetreffende apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd stedelijk afval moet worden verwijderd. Een zwarte balk onder de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het apparaat na 2005 op de markt is gebracht. Gooi dit apparaat niet weg met het normale huisvuil, maar haal het apart op en lever het op een milieuvriendelijke manier in bij een gemeentelijk inzamelpunt. Eigenaars van oude apparaten uit particuliere huishoudens kunnen deze gratis inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door fabrikanten of distributeurs opgezette terugnamepunten, als omschreven in de Wet elektrische en elektronische apparatuur. Winkels met een verkoopoppervlakte van ten minste 400 m² voor elektrische en elektronische apparatuur zijn verplicht de apparatuur terug te nemen. Vanaf 01.07.2022 geldt deze verplichting ook voor kruidenierswinkels met een totale verkoopoppervlakte van ten minste 800 m² die meermaals per jaar of permanent elektrische en elektronische apparatuur aanbieden en op de markt beschikbaar stellen. Dit geldt ook voor distributie met behulp van technieken voor communicatie op afstand indien de opslag- en verzendingsruimten voor elektrische en elektronische apparatuur ten minste 400 m² of de totale opslag- en verzendingsruimten ten minste 800 m² bedragen.



Het recyclingsymbool bestaat uit drie pijlen die de hergebruikcyclus (recycling) voorstellen. De verpakkingen en vulmaterialen kunnen worden gerecycleerd. Gooi de verpakking en het vulmateriaal niet bij het huisvuil, maar breng ze op een milieuvriendelijke manier naar de recyclage-inzameling.

Kundenservice / Importeur:

HSP Hanse Shopping GmbH • Im Hegen 1 • 22113 Oststeinbek • Deutschland
Tel.: +49 40 22869407 • www.hsphanseshopping.de

Customer service / Importer

HSP Hanse Shopping GmbH • Im Hegen 1 • 22113 Oststeinbek • Germany
Tel.: +49 40 22869407 • www.hsphanseshopping.de

Service clientèle / Importateur

HSP Hanse Shopping GmbH • Im Hegen 1 • 22113 Oststeinbek • Allemagne
Tel.: +49 40 22869407 • www.hsphanseshopping.de

Klantenservice / Importeur

HSP Hanse Shopping GmbH • Im Hegen 1 • 22113 Oststeinbek • Duitsland
Tel.: +49 40 22869407 • www.hsphanseshopping.de