zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

Advancis Medical

Lowmoor Business Park, Kirkby-in-Ashfield,
Nottingham, NG17 7JZ, England

**Tel:** +44 (0) 1623 751500
**Fax:** +44 (0) 871 264 8238
**Email:** info@advancis.co.uk
**Web:** www.advancis.co.uk

## Activon Tube™

ITA

***Miele Activon in tubo da 25g***

***Descrizione del prodotto***
Miele Manuka puro sterile in tubo, efficace contro un ampio spettro di batteri. Mantiene un ambiente umido per la cicatrizzazione della ferita, rimuove efficacemente l'escara e sbriglia le ferite. Riduce efficacemente gli odori associati alle ferite maleodoranti.

***Indicazioni***
Può essere usato per tutti i tipi di ferite, comprese le ferite superficiali, a spessore parziale o totale, con escara, necrotiche (per es. ulcere da pressione, ulcere alla gamba, ferite chirurgiche, ustioni, siti di innesto, tumori fungosi).

***Istruzioni per l'uso***
Può essere applicata direttamente sulla ferita oppure utilizzata con altre medicazioni Activon. Per l'applicazione, svitare il tappo e premere il tubo distribuendo il prodotto su tutta l'area della ferita, riavvitare il tappo e riporre il tubo. Per aumentare il carico di altre medicazioni Activon applicare sulla medicazione prima di applicare la medicazione sulla ferita. Coprire con una medicazione secondaria di elezione.

***Frequenza di cambio***
A seconda dei livelli di essudato della ferita, dell'eventuale presenza di fluido interstiziale circostante, di edema e del protocollo di medicazione, Activon può essere lasciata in posizione fino a 7 giorni. Può essere necessaria una successiva applicazione nel caso in cui venga assorbita o diluita dall'essudato della ferita. Per mantenere un livello efficace, riapplicare quando necessario. Per il suo colore naturale, Activon è generalmente visibile su una ferita; la modifica del colore può essere un indice di diluizione di Activon. Per eliminare l'eccesso di Activon (per es. per l'esame della ferita) irrigare la ferita con soluzione salina.

***Controindicazioni***
Il prodotto contiene glucosio. Monitorare i livelli dei pazienti affetti da diabete. Non utilizzare in caso di allergia al veleno delle api. Si può manifestare dolore in fase di applicazione; in base alla sensibilità della ferita può essere necessaria la somministrazione di un livello appropriato di analgesico. Se il dolore persiste senza diminuire, sospendere l'uso e irrigare la ferita con soluzione salina.

***Smaltimento***
Smaltire come rifiuti clinici.

***Conservazione***
Conservare a temperatura ambiente.

## Activon Tube™

ESP

***Miel Activon en tubo de 25g***

***Descripción del producto***
Pura miel de manuka estéril en tubo; eficaz contra un amplio espectro de bacterias. Mantiene un entorno húmedo para la curación de la herida y desbrida / retira costras de heridas de forma eficaz. Reduce eficazmente los olores asociados a las heridas malolientes.

***Indicaciones***
Puede utilizarse en todo tipo de heridas, por ejemplo, heridas superficiales, heridas de grosor parcial o completo, heridas con costras, heridas necróticas, p. ej. úlceras de presión, úlceras en las piernas, heridas quirúrgicas, quemaduras, injertos y úlceras neoplásicas.

***Instrucciones de uso***
Puede colocarse directamente encima de la herida o utilizarse en combinación con otros apósitos Activon. Para aplicar, gire el tapón para retirarlo y apriete el tubo, asegurándose de que se cubra la zona de la herida. Volver a poner el tapón y eliminar el tubo. Para aumentar la carga de otros apósitos Activon, aplicar en el apósito antes de colocarlo en la herida. Cubrir con un apósito secundario de su elección.

***Frecuencia de cambio***
Según los niveles de exudado de la herida, en función de si existe fluido intersticial alrededor o edemas y del número de capas que se hayan usado, puede dejarse Activon hasta un máximo de 7 días. Deberá volver a llenarse, dado que el exudado de la herida lo absorbe o diluye. Para mantener un nivel eficaz, vuelva a aplicarlo según sea necesario. Debido a su color natural, Activon suele ser aparente en la herida; el cambio de color puede indicar la dilución de Activon. Para retirar el exceso de Activon, p. ej. para la inspección de la herida, irrigar la herida con solución salina.

***Contraindicaciones***
Este producto contiene glucosa. Deben controlarse los niveles de los pacientes que sufran de diabetes. No deben utilizarlo las personas alérgicas al veneno de abeja. Puede notarse dolor al colocarlo, según la sensibilidad de la herida, por lo que puede ser necesario valorar el uso de algún analgésico adecuado. Si no remitiera el dolor, deje de utilizarlo e irrigue la herida con solución salina.

***Eliminación de residuos***
Eliminar como residuo clínico.

***Almacenamiento***
Almacenar a temperatura ambiente.

## Activon Tube™

TUR

***25 gram tüpte Activon balı***

***Ürün tanımlaması***
Tüpteki saf steril Manuka balı, çok sayıda bakteriye karşı etkilidir. Nemli bir yara iyileştirme ortamı sağlar ve yaraların etkili bir şekilde soyulması ve debridmanını sağlar. Kötü kokan yaraların kokusunu etkin şekilde azaltır.

***Endikasyonlar***
Yüzeysel yaralar, kısmi veya tam kalınlıkta yaralar, kabuklu yaralar, nekrotik yaralar, örneğin bası ülserleri, bacak ülserleri, cerrahi yaralar, yanıklar, gref sahaları ve fungating tümörler dahil olmak üzere her tür yarada kullanılabilir.

***Kullanım talimatları***
Yaraya doğrudan uygulanabilir veya başka Activon sargılarla kullanılabilir. Uygulamak için çevirerek kapağı açın, yara bölgesinin tamamına uygulayacak şekilde tüpü sıkın, kapağı geri takın ve tüpü atın. Diğer Activon sargıların yükünü arttırmak için, sargıyı yaraya uygulamadan önce sargıya uygulayın. Tercih ettiğiniz ikinci bir sargıyla sarın.

***Değiştirme sıklığı***
Eksüda seviyelerine, çevredeki interstisyel sıvılara, ödem ve sargı rejimine bağlı olarak Activon 7 güne kadar yerinde bırakılabilir. Yara eksüdasıyla absorbe edildiğinde veya seyreltildiğinde takviye gerekecektir. Etkili bir seviye korumak için gerektiğinde yeniden uygulayın. Doğal renginden dolayı Activon genellikle yarada belirgindir; renk değişimi Activon'un seyreldiğini gösterebilir. Örneğin yara kontrolü için fazla Activon'u almak için, yarayı salinle ıslatın.

***Kontraendikasyonlar***
Ürün glukoz içerir. Diyabetli hastalarda seviye takibi yapın. Arı zehrine alerjikse kullanmayın. Uygulandığında ağrı duyulabilir; yaranın hassasiyetine bağlı olarak uygun seviyede analjezik düşünülebilir. Ağrı hafiflemeden devam ederse, kullanmayı bırakın ve yarayı salin solüsyonuyla yıkayın.

***İmha***
Klinik atık olarak imha edin.

***Saklama***
Oda sıcaklığında saklayın.

## Activon Tube™

GRC

***Activon honey in a 25g tube***

## Activon Tube™

FRA

***Tube de 25 g de miel Activon***

***Description du produit***
Miel de Manuka pur et stérile en tube, efficace contre une grande variété de bactéries. Permet de maintenir un environnement humide, propice à la guérison, tout en assainissant et en débridant la plaie. Réduit efficacement les odeurs liées aux plaies nauséabondes.

***Indications***
Peut être utilisé sur tous les types de plaies, incluant les plaies superficielles, partielles ou profondes, les escarres, les plaies nécrotiques comme les ulcères de pression, les ulcères de jambe, les plaies chirurgicales, les brûlures, les zones greffées et les tumeurs fongueuses.

***Mode d'emploi***
Peut être appliqué directement sur la plaie ou utilisé sur un pansement Activon. Pour l'application directe, dévisser le bouchon et presser le tube de façon à couvrir toute la surface de la plaie, remettre le bouchon et ranger le tube. Pour accroître le contenu en miel des pansements Activon, appliquer sur le pansement avant de déposer le pansement sur la plaie. Couvrir d'un pansement secondaire au choix.

***Fréquence de changement***
Selon le degré d'exsudation, la présence de liquide interstitiel ou d'œdème et les méthodes de pansement, Activon peut demeurer en place jusqu'à 7 jours. Il doit être renouvelé à mesure qu'il est absorbé ou dilué par l'exsudat. Pour maintenir une quantité appropriée de miel, réappliquer au besoin. En raison de sa couleur naturelle, Activon est généralement visible dans une plaie; le changement de couleur peut indiquer sa dilution. Pour éliminer le surplus d'Activon, afin d'examiner la plaie par exemple, irriguer la plaie avec une solution saline.

***Contre-indications***
Contient du glucose; surveiller le niveau de glucose des patients diabétiques. Ne pas utiliser si le patient est allergique au venin d'abeille. L'application du produit peut être douloureuse; selon la sensibilité de la plaie, il pourrait être nécessaire d'administrer une dose appropriée d'analgésique. Si la douleur persiste, enlever le produit et irriguer la plaie avec une solution saline.

***Élimination***
Suivre les procédures d'élimination des déchets médicaux.

***Conservation***
Ranger à température ambiante.

## Activon Tube™

POL

***Activon honey in a 25g tube***

## Activon Tube™

***Activon honey in a 25g tube***

*Instructions for use*

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

# Activon Tube™ GBR

*Activon honey in a 25g tube*

***Product description***
Pure sterile Manuka honey in a tube, effective against a broad spectrum of bacteria. Will maintain a moist wound healing environment and effectively de-slough and debride wounds. Will effectively reduce the odours associated with malodorous wounds.

***Indications***
May be used on all wound types including superficial wounds, partial or full thickness wounds, sloughy wounds, necrotic wounds e.g. pressure ulcers, leg ulcers, surgical wounds, burns, graft sites, fungating tumours.

***Directions for use***
May be applied directly to a wound or used with other Activon dressings.To apply, twist off the cap and squeeze tube, ensuring coverage of the wound area, replace cap and dispose of tube. To increase the loading of other Activon dressings apply to the dressing before applying the dressing to wound. Cover with a secondary dressing of choice.

***Frequency of change***
Depending on wound exudate levels, any surrounding interstitial fluid, oedema and dressing regimen Activon may remain for up to 7 days.Will need to be replenished as it is absorbed or diluted by wound exudate.To maintain an effective level re-apply as necessary. Due to its natural colour Activon is usually apparent within a wound; colour change may indicate absence of Activon.To remove excess Activon e.g. for wound inspection, irrigate wound with saline solution.

***Contra-Indications***
Product contains glucose. Monitor the levels of patients with diabetes. Do not use if allergic to bee venom. Pain may be experienced when applied, depending on sensitivity of the wound it may be necessary to consider an appropriate level of analgesic. If pain continues unabated, discontinue use and irrigate the wound with saline solution.

***Disposal***
Dispose as clinical waste.

***Storage***
Store at room temperature.

# Activon Tube™ NL

*Activon honing in een 25g tube*

***Productomschrijving***
Activon Tube is een pure, steriele, medisch Manuka honing in een tube en is effectief tegen een breed spectrum van bacteriën. Activon honing draagt bij aan een vochtig wondklimaat, het debrideren van de wond en het verwijderen van wondbeslag, tevens zal het ook de geur van onwelriekende wonden reduceren dan wel elimineren.

***Indicaties***
Kan gebruikt worden op alle type wonden, waaronder oppervlakkige -, partiële -, en diepe wonden, alsmede wonden met beslag of necrose. Bijvoorbeeld: decubiti, ulcus cruris, chirurgische wonden, brandwonden, schimmelende tumoren en donorsites.

***Gebruiksaanwijzing***
Draai de dop er af, breng direct in het wondbed aan of gebruik het in combinatie met andere Activon verbanden. Om de hoeveelheid honing op andere verbanden te verhogen breng Activon aan voordat het verband in de wond geplaatst wordt. Plaats de dop terug op de tube en gooi de tube weg. Breng een secundair verband aan naar keuze.

***Gebruiksduur***
Afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat, interstitiële vloeistof, oedeem en verbandprotocol kan Activon in de wond blijven tot 7 dagen. Activon zal aangevuld moeten worden daar het geabsorbeerd en verdund wordt door exsudaat. Om een adequaat niveau te handhaven kunt u zo nodig Activon aan. Door de natuurlijke kleur is de Activon goed zichtbaar in de wond; verkleuring van het Activon kan een verminderde werking duiden; verwijder overtollig Activon door het wondbed te irrigeren met een fysiologische zoutoplossing (NaCl 0,9%).

***Contra-indicaties***
Activon bevat glucose. Het is aan te raden om de bloedsuikerspiegel te monitoren bij diabetici. Gebruik niet wanneer men allergisch is voor bijengif. Sommige patiënten kunnen een pijnsensatie ervaren bij het gebruik van Activon honing. Afhankelijk van de sensitiviteit van de wond kan een pijnstiller overwogen worden.Wanneer de pijnsensatie blijft, stop met het gebruik van Activon en spoel de wond met een fysiologische zoutoplossing (NaCl 0,9%).

***Verwijdering***
Verwijder als klinisch afval.

***Opslag***
Bewaar bij kamertemperatuur.

# Activon Tube™ DK

*Activon honning i en 25g tube*

***Produktbeskrivelse***
Ren steril manuka honning i en tube som virker mod et bredt spektrum af bakterier. Opretholder et fugtigt miljø til sårheling og fjerner effektivt devitaliseret væv fra sår. Nedsætter effektivt luftgener i forbindelse med ildelugtende sår.

***Indikationer***
Kan benyttes til alle sårtyper, inklusive overfladiske sår, helt eller delvist dybe sår, nekrotiske sår som f.eks. tryksår, bensår, operationssår, forbrændinger, transplantationssår, fungoide tumorer.

***Anvendelse***
Kan påføres direkte på såret eller bruges sammen med andre Activon forbindinger. Skru propppen af og pres på klem tuben. Sørg for at hele såret dækkes. Skru derefter proppen på igen og fjern tuben. For at øge indholdet i andre Activon forbindinger bør det først påføres på forbindingen før denne lægges på såret. Dækkes med en sekundær forbinding efter eget valg.

***Hyppighed for udskiftning***
Afhængig af sårets eksudatmængde, omgivende interstitialvæske, ødem og hvor tit forbindingen skiftes, kan Activon haves på i op til 7 dage. Bør efterfyldes efterhånden som det adsorberes eller opløses af sårekstudat. Påføres efter behov for at opretholde en effektiv mængde. For at bedømme hvornår der skal påføres mere Activon normalt ses i et sår og derfor kan en forandring i farven tyde på opløsning af Activon. For at fjerne overskydende Activon, f.eks. i tilfælde af kontrol af såret, bør såret skylles med saltopløsning.

***Kontraindikationer***
Actilite indeholder glukose. Sukkersygepatienters glukoseniveau bør overvåges. Bør ikke anvendes i tilfælde af allergi overfor bigift. Nogle få patienter kan føle smerte når forbindingen lægges og alt efter sårets følsomhed, bør det overvejes at give en passende mængde smertestillende. Hvis smerten vedbliver, bør behandlingen afbrydes og såret skylles med saltopløsning.

***Bortskaffelse***
Bortskaffes som klinisk affald.

***Opbevaring***
Opbevares ved stuetemperatur.

# Activon Tube™ FIN

*Activon-hunaja 25 gramman putkilossa*

***Tuotteen kuvaus***
Puhdasta steriiliä Manuka-hunaja putkilossa; tehoaa laajaan kirjoon bakteereita. Pitää yllä kosteaa havan paranemisympäristöä sekä irrottaa haavasta kuollutta kudosta ja puhdistaa haavoja.Vähentää tehokkaasti pahanhajuisten haavojen hajuja.

***Käyttöaiheet***
Voidaan käyttää kaikentyyppisissä haavoissa, mm. seuraavissa: pinnalliset haavat, osittaiset tai koko ihon syvyiset haavat, hilseilevät haavat, nekrootitset haavat, esimerkiksi painehaavat, säärihaavat, palovammat, siirrekohdat, sienimäiset kasvaimet.

***Käyttöohjeet***
Voidaan asettaa suoraan haavalle tai käyttää yhdessä muiden Activon-haavasidosten kanssa. Annostele seuraavasti: kierrä korkki auki ja purista hunaja putkilosta niin, että haava-alue saa riittävän peittyy, laita korkki paikalleen ja hävitä putkilo. Jotta voisit lisätä useampia Activon-sidoksia, laita hunaja sidokseen ennen haavaan laittamista. Peitä valitsemallasi toissijaisella sidoksella.

***Vaihtoihtheys***
Haavan erityksestä, ympäröivästä solunvälisnesteen, turvotuksen ja sidosohjeiden mukaan Activon-sidos voidaan pitää paikallaan enintään 7 vuorokautta. Hunajan lisäiminen on tarpeen, koska haavaerite imee tai laimentaa sitä. Lisää hunaja tarpeen mukaan tehokkaan vaikutuksen ylläpitämiseksi. Luonnollisen värinsä vuoksi Activon erottuu haavasta yleensä hyvin; värin muuttuminen voi olla merkki Activonin laimentumisesta. Ylimääräisen Activonin poistamiseksi esimerkiksi haavan tarkistuksen yhteydessä huuhtele suolaliuoksella.

***Vasta-aiheet***
Tuote sisältää glukoosia. Seuraa diabetespotilaiden glukoositasoa. Älä käytä potilailla, jotka ovat allergisia mehiläisenmyrkylle, Jotkut potilaat tuntevat kipua sidosta laitettaessa; haavan arkuuden mukaan voi olla tarpeen harkita sopivan kipulääkeannoksen antamista. Jos kipu ei lievity, poista sidos, ja huuhdo haava suolaliuoksella.

***Hävittäminen***
Hävitä kliinisenä jätteenä.

***Säilyttäminen***
Säilytä huoneenlämmössä.

# Activon Tube™ NOR

*Activon honning i 25 g tube*

***Produktbeskrivelse***
Ren og steril Manuka-honning i en tube, effektiv mot et bredt spektrum av bakterier. Opprettholder et fuktig miljø for sårtilheling og fjerner fibrinbelegg og nekroser effektivt fra sår. Reduserer lukt effektivt i forbindelse med illeluktende sår.

***Indikasjoner***
Kan brukes på alle sårtyper inkludert overfladiske sår, delhuds- eller fullhudsskader, sår med fibrinbelegg, nekrotiske sår, for eksempel trykksår, leggsår, kirurgiske sår, transplantatsteder, soppdannende svulster.

***Bruksanvisning***
Kan appliseres direkte på et sår eller brukes sammen med andre Activonbandasjer. For å applisere, skru av korken og klem på tuben, vær sikker på at sårområdet er dekket, sett korken på igjen og kast tuben. For å øke effekten av andre Activonbandasjer, appliser direkte på bandasjen før du appliserer bandasjen på såret. Dekkes med en valgfri tilleggsbandasje.

***Hvor ofte skal den skiftes?***
Activon kan settes på i opp til 7 dager avhengig av hvor mye eksudat som utskilles, om det er noen omkringliggende interstitiell væske, ødemer og bandasjeregime. Bandasjen bør etterfylles etter hvert som det absorberes eller fortynnes av sårekstudat. For å opprettholde et effektivt nivå kan du appliserer på nytt hvis nødvendig. På grunn av sin naturlige farge er Activon vanligvis synlig i ett sår; fargendring kan indikere utspädning av Activon. Før att avlägsna overflöd av Activon t.ex. vid sårinspektion, spola såret med koksaltlösning.

***Kontraindikationer***
Produkten innehåller glukos. Övervaka nivåerna hos patienter med diabetes. Får ej användas vid allergi mot bigift. Smärta kan upplevas vid applicering, beroende på sårets känslighet kan det vara nödvändigt att överväga en lämplig nivå av analgesi. Om smärtan fortsätter oförminskat, avbryt användningen och spola såret med koksaltlösning.

***Kassering***
Kasseras som kliniskt avfall

***Förvaring***
Förvara vid rumstemperatur.

# Activon Tube™ SWE

*Activon-honung i en 25g tub*

***Produktbeskrivning***
Ren, steril Manuka-honung i en tub, verksamt mot ett brett spektrum bakterier. Kommer att bibehålla en fuktig sårläkande miljö samt effektivt ta bort vävnadsrester och debridera såren. Kommer effektivt att reducera odörer associerade med illaluktande sår.

***Indikationer***
Kan användas på alla sårtyper inkluderande ytliga sår, del- eller helhudssår, sår med död vävnad, nekrotiserande sår t.ex. tryckskär, bensår, operationssår, bränskador, transplantationsområden, svampliknande tumörer.

***Användningsinstruktioner***
Kan appliceras direkt på ett sår eller användas med andra Activon-förband. För tillämpning, vrid av locket och klämma på tuben, säkerställ att sårområdet täcks, sätt på locket igen och kassera tuben. För att öka trycket från andra Activon-förband, applicera direkt på förbandet innan detta sätts på såret.Täck med ett valfritt andra förband.

***Byte av förband***
Beroende på grad av sårexsudation, omgivande interstitiell vätska, ödem och förbandsregim, kan förbandet lämnas på plats i upp till 7 dagar. Kommer att behöva appliceras igen eftersom det absorberas eller utspäds av sårexsudat. För att bibehålla en effektiv nivå kan du applicera på nytt hvis nødvendig. På grund av sin naturliga färg är Activon vanligtvis synlig i ett sår; färgändring kan indikera utspädning av Activon. För att avlägsna överflöd av Activon t.ex. vid sårinspektion, spola såret med koksaltlösning.

***Kontraindikationer***
Produkten innehåller glukos. Övervaka nivåerna hos patienter med diabetes. Får ej användas vid allergi mot bigift. Smärta kan upplevas vid applicering, beroende på sårets känslighet kan det vara nödvändigt att överväga en lämplig nivå av analgesi. Om smärtan fortsätter oförminskat, avbryt användningen och spola såret med koksaltlösning.

***Förvaring***
Förvara vid rumstemperatur.

***Avfall***
Kastes som klinisk avfall.

***Lagring***
Lagres ved romtemperatur.

# Activon Tube™ DEU

*Activon-Honig in einer 25g-Tube*

***Produktbeschreibung***
Pure sterile Manukahonig in der Tube, ein effektiver Schutz gegen ein breites Spektrum an Bakterien. Erhält ein feuchtes Milieu zur Wundheilung, verhindert effektiv eine Gewebsdemarkierung und sorgt für einen sauberen Wundrand. Reduziert deutliche den Geruch übelriechender Wunden.

***Indikation***
Kann bei allen Wundarten verwendet werden, u.a. auch bei oberflächlichen Wunden, partiellen und Vollhautdefekten, Wunden mit Gewebsdemarkierung / belegten Wunden, nekrotischen Wunden wie Druckgeschwüren, Unterschenkelgeschwüren, Operationswunden, Verbrennungen, Hauttransplantationen und exulzerierenden vaskulären Tumoren.

***Gebrauchsanleitung***
Kann direkt auf die Wunde aufgebracht oder zusammen mit anderen Activon-Auflagen verwendet werden. Kappe aufdrehen und Tube drücken, die Wundfläche komplett bedecken, Tube wieder verschließen und am Ende entsorgen. Um die Beschichtung anderer Activon-Auflagen zu verstärken, zuerst die Auflage bestreichen und anschließend die Auflage auf die Wunde legen. Mit einem sekundären Verband oder Pflaster Ihrer Wahl fixieren.

***Wie oft sollte man wechseln?***
Abhängig von der Exsudatmenge, eventuell umliegender Gewebsflüssigkeit oder Ödemen und der Art des Verbandes, kann Activon bis zu 7 Tage verbleiben. Muss auf Grund von Absorption und Verdünnung durch das Exsudat, mit der Zeit erneuert werden. Um eine wirkungsvolle Schicht zu erhalten, nach Bedarf erneut auftragen. Wegen seiner natürlichen Farbe ist Activon normalerweise in der Wunde sichtbar. Eine Farbveränderung könnte auf Verdünnung hinweisen. Überschüssiges Activon, beispielsweise zur Untersuchung der Wunde, mit einer Kochsalzlösung abwaschen.

***Gegenanzeigen***
Enthält Glukose – Patienten mit Diabetes müssen ärztlich überwacht werden. Nicht bei Allergie gegen Bienengift verwenden. Das Auftragen kann schmerzhaft sein. Je nach Sensitivität der Wunde kann eine geringe Dosis Schmerzmittel erwogen werden. Sollte der Schmerz nicht nachlassen, Produkt entfernen und Wunde mit Kochsalzlösung spülen.

***Entsorgung***
Als klinischer Abfall zu entsorgen.

***Aufbewahrung***
Bei Zimmertemperatur aufbewahren.

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info Oktober 2014

STERILE EO · LATEX · CE 0086