

ValguLoc®

Stabilorthese zur Korrektur der Großzehe.

Hilfsmittelnummer:
23.01.01.0007



Indikation

- Hallux valgus – konservativ und postoperativ

Merkmale

- ValguLoc® ist eine Lagerungsschiene zur Korrektur einer X-Fehlstellung der Großzehe.
- ValguLoc® ist anatomisch geformt und gewährleistet durch die einfache Konstruktion eine patientenfreundliche Anwendung.
- Ein Klettverschluss ermöglicht die stufenlose Einstellung des Korrekturdruckes.
- ValguLoc® wird ohne Schuhe getragen und ist zum Gehen nicht geeignet.

Wirkweise

- Durch Anwendung kleiner Kräfte wird die Großzehe in achsengerechte Stellung gebracht.
- ValguLoc® korrigiert eine X-Fehlstellung nach dem 3-Punkt Prinzip und dehnt verkürzte Kapselanteile bzw. Weichteile.
- Postoperativ können Korrekturverluste (z. B. durch Narbenzüge) vermieden werden und die Schienung vermittelt der Großzehe einen gewissen Schutz vor mechanischen Einflüssen.



Lagerungsschiene