

Vliwaktiv® Ag

Aktivkohle-Saugkomresse und Tamponade mit Silber



Vliwaktiv® Ag Saugkomresse

Anwendungsbereiche

- für kritisch kolonisierte oder infizierte, übel riechende Wunden
- für Wunden mit erhöhtem Infektionsrisiko

Saugkomresse:

- für mittel bis stark exsudierende oberflächliche Wunden

Tamponade:

- zum Tamponieren tieferer Wunden
- als Wundauflage bei oberflächlichen Wunden

Eigenschaften

- absorbiert Wundgerüche und Wundexsudat
- wirkt antibakteriell im Wundverband durch Silberanteil (Ag), auch bei multiresistenten Keimen (MRSA, VRE)
- bindet Endotoxine
- zusätzliche Wäscheschutzschicht bei Komresse verhindert Durchdringen von Wundexsudat

Produktzusammensetzung

Aktivkohlefaser imprägniert mit Silber, Polyester/Polyethylen, zusätzlich in der Saugkomresse: Polypropylen, Zellstoff, Hotmeltkleber (synthetischer Polymer mit Harzen und Wachsen)

Hinweis

- Bitte nicht zerschneiden, da Aktivkohlepartikel in die Wunde gelangen könnten

Ausführungen

- als Saugkomresse mit Wäscheschutzvlies und als Tamponade

Tipp:

- kombinierbar mit Suprasorb A oder Suprasorb A+Ag

Vliwaktiv® Ag

steril, einzeln eingeschiegelt

Größe (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
Aktivkohle-Tamponade mit Silber				
6,5 x 10	20 700	486 279 6	10 / 300	SSB
10 x 10	20 701	486 280 4	10 / 300	SSB
10 x 15	20 702	486 282 7	10 / 340	SSB
Aktivkohle-Saugkomresse mit Silber				
10 x 10	20 705	486 283 3	10 / 150	EV
10 x 20	20 706	486 285 6	10 / 110	EV
20 x 20	20 707	486 286 2	10 / 130	EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15