

Kontaktlinsen-Pflegemittel und Benetzungstropfen



Produktübersicht

Pflegemittel

gültig ab 01.03.2018

Produktname		Größe
OPTI-FREE® PureMoist®		<ul style="list-style-type: none">■ Erstausrüstung 60 ml■ Reise-Set: 90 ml, inkl. Handspiegel■ Einzelflasche 300 ml■ Doppelpack 2 x 300 ml■ Viererpack 4 x 300 ml
OPTI-FREE® RepleniSH®		<ul style="list-style-type: none">■ Reisegröße 90 ml■ Einzelflasche 300 ml■ Doppelpack 2 x 300 ml■ Viererpack 4 x 300 ml
OPTI-FREE® Express®		<ul style="list-style-type: none">■ Einzelflasche 355 ml
AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde®		<ul style="list-style-type: none">■ Erstausrüstung 90 ml■ Reise-Set: 90 ml, inkl. Handspiegel■ Einzelflasche 360 ml■ Doppelpack 2 x 360 ml■ Viererpack 4 x 360 ml
AOSEPT® PLUS		<ul style="list-style-type: none">■ Erstausrüstung 90 ml■ Reise-Set: 90 ml, inkl. Handspiegel■ Einzelflasche 360 ml■ Doppelpack 2 x 360 ml■ Viererpack 4 x 360 ml■ Sparpack 5 x 360 ml

Kontaktlinsen-Pflegemittel sind nicht tauschbar und können nicht zurückgenommen werden.

Ab einem Nettoverkaufswert von 150,- € liefern wir frei Haus.

Die Preise entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Produktübersicht

Benetzungstropfen

gültig ab 01.03.2018

Produktname		Größe
OPTI-FREE® PRO® Nachbenetzungstropfen für Kontaktlinsen		<ul style="list-style-type: none">■ 3 ml kostenlose Warenprobe■ 10 ml Einzelflasche
OPTI-FREE® PRO® Benetzungstropfen für die Augen		<ul style="list-style-type: none">■ 3 ml kostenlose Warenprobe■ 10 ml Einzelflasche

Benetzungstropfen sind nicht tauschbar und können nicht zurückgenommen werden.

Ab einem Nettoverkaufswert von 150,-€ liefern wir frei Haus.

Die Preise entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Pflegemittel

Zielgruppe



OPTI-FREE® PureMoist® Multifunktions-Desinfektionslösung mit der HydraGlyde® Moisture Matrix bietet lang anhaltenden Tragekomfort und hält Kontaktlinsen bis zu 16 Stunden feucht.¹ Für flexibles Kontaktlinstragen.

AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde® kombiniert die kraftvolle DREIFACH-Reinigung von AOSEPT® PLUS für schonende Tiefenreinigung ohne Konservierungsstoffe mit optimierter Feuchtigkeitsbindung und einer **verbesserten Benetzung** der Kontaktlinsen für lang anhaltenden Tragekomfort von morgens bis abends.²

AOSEPT® PLUS ist sehr gut geeignet für Kontaktlinsträger, die eher empfindliche Augen haben und Wert auf eine konservierungsmittelfreie Pflege und schonende Tiefenreinigung legen.

Die Anforderungen an Pflegemittel auf einen Blick:

- **Sicherheit:** Intensive Desinfektion ist die Grundvoraussetzung für unbeschwertes Kontaktlinstragen.
- **Komfort:** Entfernung von Ablagerungen (Proteine, Make-up-Rückstände etc.) für ein komfortables Tragegefühl
- **Leistungsfähigkeit:** Die Pflegeprodukte von Alcon unterstützen Kontaktlinsen dabei, ihre volle Leistungsfähigkeit auszunutzen.

1. Davis JW, Ketelson HA, Shows A and Meadows DL. A Lens Care Solution Designed for Wetting Silicone Hydrogel Materials. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010;51: E-Abstract 3417.
2. Lally J, Ketelson H, Borazjani R, et al. A new lens care solution provides moisture and comfort with today's contact lenses. Optician 4/1/2011, Vol 241 Issue 6296, 42-46.

AOSEPT® PLUS

AOSEPT® PLUS – die kraftvolle Lösung, auch für empfindliche Augen geeignet

Anwendungsempfehlung

- Für weiche Kontaktlinsen aus Hydrogel und Silikon-Hydrogel
- Für formstabile Kontaktlinsen

Eigenschaften

- Zuverlässige Desinfektion¹
- Keine Konservierungsstoffe am Auge
- Leichte Handhabung
- Kraftvolle DREIFACHWIRKUNG²:
 1. Patentierte Formel reinigt tiefenwirksam (Pluronic® 17R4 für verbesserte Reinigungswirkung)
 2. Löst Verunreinigungen und Ablagerungen
 3. Verbesserte Lipid- und Proteinentfernung
- Neuer Behälter zu jeder Flasche – der Katalysator steckt fest auf der Kontaktlinshalterung, damit nichts verwechselt oder vergessen werden kann
- 5 Sekunden mit AOSEPT® PLUS das komplette Körbchen mit den Kontaktlinsen abspülen
- 6 Stunden selbsttätige Neutralisation abwarten
- Aufbewahren der Kontaktlinsen im ungeöffneten Behälter bis max. 14 Tage



Lieferprogramm

Art.-Typ	Produkt	Inhalt
AP90	AOSEPT® PLUS Erstausrüstung	1 x AOSEPT® PLUS, 90 ml 1 x AOSEPT® PLUS Kontaktlinsenbehälter mit AODISC
TRAVELAP	AOSEPT® PLUS Reise-Set (geeignet für Kontaktlinsen-Einsteiger oder für die Reise)	1 x AOSEPT® PLUS, 90 ml 1 x AOSEPT® PLUS Kontaktlinsenbehälter mit AODISC Handspiegel
APP360	AOSEPT® PLUS Einzelflasche	1 x AOSEPT® PLUS, 360 ml 1 x AOSEPT® PLUS Kontaktlinsenbehälter mit AODISC
APPVP	AOSEPT® PLUS Doppelpack	2 x AOSEPT® PLUS, 360 ml 2 x AOSEPT® PLUS Kontaktlinsenbehälter mit AODISC
APPSY	AOSEPT® PLUS Viererpack	4 x AOSEPT® PLUS, 360 ml 4 x AOSEPT® PLUS Kontaktlinsenbehälter mit AODISC
APPMP	AOSEPT® PLUS Sparpack	5 x AOSEPT® PLUS, 360 ml 5 x AOSEPT® PLUS Kontaktlinsenbehälter mit AODISC



1. Gabriel M, McAnally C, et al.. Biocidal Efficacy of a New Hydrogen Peroxide System Against Bacteria, Fungi and Acanthamoeba species. Optom Vis Sci. 2014; E-abstract 145192.
2. Heynen ML, Lorentz H, Dumbleton K, Varikooty J, Woods C, Jones LW. Lipid Deposition on Senofilcon A Silicone Hydrogel Contact Lenses Disinfected with 1-Step Hydrogen Peroxide and Polyquad/Aldox-Preserved Care Regimens. Investigative Ophthalmology & Visual Science April 2009, Vol.50, 5660.

AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde®


AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde®

Die Reinigungs- und Desinfektionslösung für ausgezeichneten Tragekomfort und klare Sicht bis zum Ende des Tages.¹

Anwendungsempfehlung

- Für weiche Kontaktlinsen aus Hydrogel und Silikon-Hydrogel
- Für formstabile Kontaktlinsen

Eigenschaften



Kraftvolle DREIFACH-Wirkung

1. Patentierte Formel reinigt tiefenwirksam²
2. Löst Verunreinigungen und Ablagerungen
3. Verbessert die Lipid- und Proteinentfernung³

HydraGlyde® Moisture Matrix

Der Schlüssel zum verbesserten Komfort: HydraGlyde® umhüllt die gesamte Kontaktlinse mit einem Feuchtigkeitskissen²

Makellose Reinheit und Komfort

Ohne Konservierungsmittel, auch für eher empfindliche Augen geeignet²

- Optimierte Feuchtigkeitsbindung und eine verbesserte Benetzung⁴
- Zuverlässige Desinfektion über die ISO-Standards hinaus¹
- Keine Konservierungsstoffe am Auge²
- Anwenderfreundlicher, zweifarbiger Behälter
- Leichte Handhabung
- Neuer Behälter zu jeder Flasche – der Katalysator steckt fest auf der Kontaktlinsehalterung, damit nichts verwechselt oder vergessen werden kann
- 5 Sekunden mit AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde® das komplette Körbchen mit den Kontaktlinsen abspülen
- 6 Stunden selbsttätige Neutralisation abwarten
- Aufbewahren der Kontaktlinsen im ungeöffneten Behälter bis max. 14 Tage



Lieferprogramm

Art.-Typ	Produkt	Inhalt
APH90	AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde® Erstausrüstung	1 x AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde®, 90 ml 1 x AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde® Kontaktlinsenbehälter mit AODISC
TRAVELAPH	AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde® Reise-Set (geeignet für Kontaktlinsen-Einsteiger oder für die Reise)	1 x AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde®, 90 ml 1 x AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde® Kontaktlinsenbehälter mit AODISC Handspiegel
APH360	AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde® Einzelflasche	1 x AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde®, 360 ml 1 x AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde® Kontaktlinsenbehälter mit AODISC
APHVP	AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde® Doppelpack	2 x AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde®, 360 ml 2 x AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde® Kontaktlinsenbehälter mit AODISC
APHSY	AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde® Viererpack	4 x AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde®, 360 ml 4 x AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde® Kontaktlinsenbehälter mit AODISC



1. Lally J, Ketelson H, Borazjani R, et al. A new lens care solution provides moisture and comfort with today's contact lenses. *Optician* 4/1/2011, Vol 241 Issue 6296, 42-46.
2. Gabriel M, McAnally C, et al. Biocidal Efficacy of a New Hydrogen Peroxide System Against Bacteria, Fungi and Acanthamoeba species. *Optom Vis Sci*. 2014; E-abstract 145192
3. Heynen ML, Lorentz H, Dumbleton K, Varikooty J, Woods C, Jones LW. Lipid Deposition on Senofilcon A Silicone Hydrogel Contact Lenses Disinfected with 1-Step Hydrogen Peroxide and Polyquad/Aldox-Preserved Care Regimens. *Investigative Ophthalmology & Visual Science* April 2009, Vol.50, 5660.
4. Muya L: nEOBO Wetting Substantivity study. Unveröffentlichte interne Alcon Studie, 07.11.2014.

OPTI-FREE® PureMoist®

OPTI-FREE® PureMoist® – das Kontaktlinsen-Pflegemittel für besonders lang anhaltenden Tragekomfort¹

Anwendungsempfehlung

- Geeignet für alle weichen Kontaktlinsen, insbesondere Silikon-Hydrogel-Kontaktlinsen



Eigenschaften



HydraGlyde® Moisture Matrix* ist eine innovative, patentierte oberflächenaktive Substanz, die sich mit der Kontaktlinse verbindet – für ein hervorragendes Kontaktlinsen-Tragegefühl.



Die dadurch entstehende **Umhüllung mit Feuchtigkeit** unterstützt die Bildung einer **einzigartigen Oberfläche**, die Lipidablagerungen vermindert.^{3,4}



Diese hydrophile Umgebung verringert die Reibung, fördert die Benetzung und bietet **bis zu 16 Stunden lang Feuchtigkeit**.^{2,5,6}

- Sehr gute Verträglichkeit durch den biokompatiblen Desinfektions-/Konservierungswirkstoff Polyquad®
- Duale Desinfektion durch Polyquad® und Aldox® leistet deutlich mehr als ISO-Standard²
- Die Wirkkombination von Citrat und Tetric® 1304 sorgt für effektive Entfernung von Proteinablagerungen und präventive Wirkung gegenüber Lipidablagerungen³
- Einfache Anwendung: abends abspülen, mit der Lösung sanft abreiben, 6 Stunden Desinfektion, morgens abspülen

Lieferprogramm

Art.-Typ	Produkt	Inhalt
OP60	OPTI-FREE® PureMoist® Erstausstattung	1 x OPTI-FREE® PureMoist®, 60 ml 1 x OPTI-FREE® PureMoist® Kontaktlinsenbehälter
TRAVELOP	OPTI-FREE® PureMoist® Reise-Set (geeignet für Kontaktlinsen- Einsteiger oder für die Reise)	1 x OPTI-FREE® PureMoist®, 90 ml 1 x OPTI-FREE® PureMoist® Kontaktlinsenbehälter Handspiegel
OP300	OPTI-FREE® PureMoist® Einzelflasche	1 x OPTI-FREE® PureMoist®, 300 ml 1 x OPTI-FREE® PureMoist® Kontaktlinsenbehälter
OPVP	OPTI-FREE® PureMoist® Doppelpack	2 x OPTI-FREE® PureMoist®, 300 ml 2 x OPTI-FREE® PureMoist® Kontaktlinsenbehälter
OPSY	OPTI-FREE® PureMoist® Vierpack	4 x OPTI-FREE® PureMoist®, 300 ml 4 x OPTI-FREE® PureMoist® Kontaktlinsenbehälter



* Feuchtigkeitsmatrix.

1. Garofalo R, Lemp J: Clinical trial experience with OPTI-FREE® PureMoist® MPDS. Contact Lens Spectrum. 2011;26(13):Part SPI 44-48
2. Lally J, Ketelson H, Borazjani R, et al. A new lens care solution provides moisture and comfort with today's contact lenses. Optician 4/1/2011, Vol 241 Issue 6296, 42-46.
3. Campbell R, Kame K, Leach N, Paul M, White E, Zigler L: Clinical Benefits of a New Multipurpose Disinfecting Solution in Silicone Hydrogel and Soft Contact Lens Users. Eye & Contact Lens 2012;38: 93-101.
4. Nash W, Gabriel M: Ex vivo analysis of cholesterol deposition for commercially available silicone hydrogel contact lenses using a fluorometric enzymatic assay. Eye & Contact Lens. 2014 Sep;40(5):277-82.
5. Davis JW, Ketelson HA, Shows A and Meadows DL. A Lens Care Solution Designed for Wetting Silicone Hydrogel Materials. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010;51: E-Abstract 3417.
6. Muya L. Wetting Substantivity Using a Simulated End-of-Day Model: AOA+HG vs. Competitor Lens Products. Unveröffentlichte interne Alcon Studie, 26.10.2015.

OPTI-FREE® RepleniSH®

OPTI-FREE® RepleniSH® – die Lösung mit Feuchtigkeitsbindung

Anwendungsempfehlung

- Geeignet für alle weichen Kontaktlinsen, insbesondere Silikon-Hydrogel-Kontaktlinsen

Eigenschaften

- Kontinuierlicher Feuchtigkeitsfilm auf der Kontaktlinsenoberfläche durch TearGlyde®.¹
- Sehr gute Verträglichkeit durch den zentralen Desinfektions-/Konservierungswirkstoff Polyquad®. Dieser hat ein geringes allergenes Potenzial und kann durch seine Molekülgröße nicht in die Kontaktlinsenmatrix eindringen („biocide uptake“).
- Duales Desinfektionskonzept: Polyquad® bekämpft wirkungsvoll Bakterien, zusätzlich sorgt der fungizide Wirkstoff Aldox® für Sicherheit vor Pilzinfektionen. Damit übertrifft OPTI-FREE® RepleniSH® alle Desinfektionsnormen der FDA.^{2,3}
- Passivreinigung durch die Wirkkombination von Citrat und Tetric® 1304. Diese entfernt Proteinablagerungen von der Kontaktlinsenoberfläche und sorgt so für angenehm saubere Linsen.^{2,3}
- Einfache Anwendung: abends abspülen, mit der Lösung sanft abreiben, 6 Stunden Desinfektion, morgens abspülen.

Lieferprogramm

Art.-Typ	Produkt	Inhalt
OR90	OPTI-FREE® RepleniSH® 90 ml	1 x OPTI-FREE® RepleniSH®, 90 ml 1 x OPTI-FREE® RepleniSH® Kontaktlinsenbehälter
OR300	OPTI-FREE® RepleniSH® Einzelflasche	1 x OPTI-FREE® RepleniSH®, 300 ml 1 x OPTI-FREE® RepleniSH® Kontaktlinsenbehälter
ORVP	OPTI-FREE® RepleniSH® Doppelpack	2 x OPTI-FREE® RepleniSH®, 300 ml 2 x OPTI-FREE® RepleniSH® Kontaktlinsenbehälter
ORSY	OPTI-FREE® RepleniSH® Vierpack	4 x OPTI-FREE® RepleniSH®, 300 ml 4 x OPTI-FREE® RepleniSH® Kontaktlinsenbehälter



1. Garofalo R, Lemp J: Clinical trial experience with OPTI-FREE® PureMoist® MPDS. Contact Lens Spectrum. 2011;26(13):Part SPI 44-48.
 2. Borazjani RN, McAnally C, Callan M, McNamee L, Walters R, Neelam S, et al. Antifungal and Antiamoebal Properties of a Novel Multi-Purpose Solution. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2010;51:E-Abstract 3414.
 3. Lally J, Ketelson H, Borazjani R, et al. A new lens care solution provides moisture and comfort with today's contact lenses. Optician 4/1/2011, Vol 241 Issue 6296, 42-46.

OPTI-FREE® PRO® Benetzungstropfen

OPTI-FREE® PRO® Nachbenetzungstropfen für Kontaktlinsen – entwickelt um Kontaktlinsen während des Tragens feucht zu halten und zu benetzen.

Anwendungsempfehlung

- Nachbenetzungstropfen zur Verwendung während des Tragens von Kontaktlinsen
- Dosierung: nach Bedarf (1–2 Tropfen pro Auge)

Eigenschaften

- Durch den Inhaltsstoff HP Guar entsteht ein viskoelastisches Netzwerk, das den Tränenfilm stabilisiert und die Feuchtigkeitsspeicherung verdreifacht¹
- Die innovative EyeGlyde Technology wurde entwickelt, um die Linse mit einem Feuchtigkeitsskissen zu umhüllen und damit den Tragekomfort zu erhöhen²
- Bis zu 6 Monate nach Öffnen nutzbar

OPTI-FREE® PRO® Benetzungstropfen für trockene Augen – entwickelt um den Tränenfilm wiederaufzubauen und die Augenoberfläche zu schützen.^{3,4}

Anwendungsempfehlung

- Benetzungstropfen zur Verwendung vor und nach dem Kontaktlinsentragen
- Dosierung: nach Bedarf (1–2 Tropfen pro Auge)

Eigenschaften

- Erhöhung der Tränenfilmstabilität durch Lipidkomponenten reduziert Symptome trockener Augen³
- Außergewöhnlicher Schutz des Tränenfilms durch Verstärkung der Lipidschicht⁴
- Bis zu 6 Monate nach Öffnen nutzbar

Lieferprogramm

Art.-Typ	Produkt	Inhalt
OPN10	OPTI-FREE® PRO® Nachbenetzungstropfen für Kontaktlinsen Einzelflasche	OPTI-FREE® PRO® Nachbenetzungstropfen für Kontaktlinsen, 10 ml
OPN3	OPTI-FREE® PRO® Nachbenetzungstropfen für Kontaktlinsen Kostenlose Warenprobe	OPTI-FREE® PRO® Nachbenetzungstropfen für Kontaktlinsen, 3 ml
OPB10	OPTI-FREE® PRO® Benetzungstropfen für die Augen Einzelflasche	OPTI-FREE® PRO® Benetzungstropfen für die Augen, 10 ml
OPB3	OPTI-FREE® PRO® Benetzungstropfen für die Augen Kostenlose Warenprobe	OPTI-FREE® PRO® Benetzungstropfen für die Augen, 3 ml



1. Ketelson H, Rangarajan R, Kraybill B. Effects of a dual polymer artificial tearsolution on prolonged protection, recovery, and lubricity in an in vitro human cornealepithelial cell model. The Association for Research in Vision and Ophthalmology AnnualMeeting; 2014; E-Abstract #3695/A0209.
 2. Benelli U. Systane® lubricant eye drops in the management of ocular dryness. Clin Ophthalmol. 2011;5:783-790.
 3. Korb DR, Greiner JV, Glonek T. The effects of anionic and zwitterionic phospholipids on the tear film lipid layer. Adv Exp Med Biol. 2002;506 (Pt A):495-9.
 4. Korb DR, Blackie CA, Meadows DL, et al. Evaluation of Extended Tear Film Stability by Two emulsion Based Artificial Tears. Poster presented at 6th International conference Tear Film and Ocular Surface; Basic Science and clinical Relevance September 22-25, 2010; Florence, Italy.



Ihre Kontaktpunkte

Bestellannahme:

06026 941-333

Fachanpassberatung:

06026 941-111

Alcon Telefonzentrale:

06026 941-0

kostenlose Fax-Nr.:

0800 1123456

E-Mail-Kundenservice:

Bestellannahme:

bestellung.visioncare@alcon.com

Fachanpassberatung:

info.vc-de@alcon.com

Anschrift:

Alcon Pharma GmbH
Geschäftsbereich Vision Care
Kundenservice
Bauhofstraße 16
63762 Großostheim

Unser Kundenservice-Center betreut Sie zu folgenden Zeiten:

Bestellannahme:

Von Montag bis Freitag von
8.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Fachanpassberatung:

Von Montag bis Freitag von
9.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Online-Bestellservice:

24 Stunden, 7 Tage rund um die Uhr
unter www.de.easy-myalcon.com

Die **easy** online Hotline ist
unter 06026 941-555
von Montag bis Freitag
von 8.30 Uhr bis 18.00 Uhr
erreichbar.

Internet:

www.myalcon.de

www.dailies.de

www.kontaktlinsen-tragen.de

www.airoptixcolors.de