




# WEPA.shop



## Ersatzfilter für aponorm® Inhalator Compact KIDS / Compact 2

Artikel-Nr. 047937

Filtert die Luft für eine keimfreie Inhalation.



## BESCHREIBUNG

Bei der Nutzung von Inhalationsgeräten sollte der enthaltene Filter regelmäßig vom Patienten (z. B. nach jeder 10. Anwendung) auf Verschmutzungen kontrolliert werden.

Verändert sich die Farbe des Filters, ist verstopft oder feucht, muss er ausgewechselt werden. Spätestens jedoch nach einem Jahr, um eine optimale Inhalation zu gewährleisten. Je nach Anwendungshäufigkeit kann auch ein kürzeres Wechselintervall erforderlich sein (z. B. alle 4 bis 6 Monate).

## MERKMALE

Typ	Ersatzfilter
Verpackungsform	Beutel
Zubehör	Einzelteile Ersatzteile

Inhalt (Stück)	5
Warenpräsentation	Einzelware
PZN	14456577
Verpackungseinheit	1