



## Schritt für Schritt – vom Messen zur passenden Größe

- 1 ▶ Größe anhand des gemessenen cB-Maßes in der Maßtabelle ermitteln
- 2 ▶ Sorgfältiger Abgleich der anderen Patientenmaße mit den Toleranzwerten für diese Größe
- 3 ▶ Keine Abweichungen? Ermittelte Größe mit Zusatzangaben in das Serien-Bestellformular übertragen
  - ▶ Die Werte weichen ab? Sämtliche Beinmaße mit Zusatzangaben in das Maß-Bestellformular übertragen (Hinweis: Eine Maßanfertigung ist auch immer in den Kompressionsklassen 3 und 4 zu empfehlen.)

In Grenzfällen hilft Ihnen unser Kundenservice gerne weiter. Oder Sie ermitteln die passende Größe mit Hilfe unseres EDV-Programms medisoc

### Größentabelle BELSANA microsoft / BELSANA vivere

gültig nach RAL-GZ 387 der Gütezeichengemeinschaft

Umfang (cm)	Messpunkte					Länge (cm)	
extraweites Leibteil	75–100	80–110	85–120	95–130	100–135	c T / U	IT
	70–90	75–105	80–110	90–120	95–125	c T	
extraweites Leibteil	90–115	95–125	100–140	105–145	115–155	c H / U	IK A-T Schrittlänge kurz 69–78 cm lang 78,1–88 cm
	90–105	95–115	100–130	105–135	115–145	c H	
Strumpfhosen A-T	46–67	49–71	52–74	56–79	58–84	c G	IG A-G Beinlänge kurz 65–74 cm lang 74,1–84 cm
Plus-Weite A-G	56–67	60–71	63–74	67–79	72–84	c G	
	46–56	49–60	52–63	56–67	58–72	c F	IF
	39–53	41–56	45–60	46–62	47–64	c F	
	31–40	35–43	37–47	39–49	41–52	c E	IE
	28–35	30–38	33–41	35–44	37–47	c D	
	29–36	32–40	34–43	37–45	39–48	c C	ID A-D Schaftlänge kurz 34–38 cm lang 38,1–43 cm
	23–29	25–32	27–34	30–37	33–40	c C	
	19–20	20,1–22	22,1–24,5	24,6–27	27,1–30	c B <sub>1</sub>	IB <sub>1</sub>
	I	II	III	IV	V	c B	
■ offene Spitze (Fußlänge 15–17,5 cm) ■ geschlossene Spitze – kurzer Fuß (22,5–25,9 cm / Schuhgröße 36–40) – langer Fuß (26–29,5 cm / Schuhgröße 41–45)							

### Größentabelle BELSANA classic / BELSANA classic mit Baumwolle

gültig nach RAL-GZ 387 der Gütezeichengemeinschaft

Umfang (cm)	Messpunkte					Länge (cm)		
	62–84	67–89	74–98	80–102	85–108	90–110	c T	IT
	70–95	77–100	84–116	90–127	98–137	105–148	c H	
* Plus-Weite A-G m. Hb	51–60	54–63	58–68	63–74	67–79	71–86	c G	IG A-G / A-T Schrittlänge kurz 65–74 cm lang 74,1–84 cm
A-G mit Haftband	44–53	46–56	50–60	53–64	57–70	61–78	c G	
A-T, A-G ohne Haftb.	42–55	44–58	48–62	50–67	53–73	56–80	c F	IF
* Plus-Weite für A-G	47–55	49–58	53–62	56–66	58–69	59–71	c F	
	38–48	41–51	45–54	46–57	47–60	49–62	c E	IE
* Plus-Weite A-D	29–37	32–40	34–44	39–48	41–51	43–54	c D	
	26–33	28–36	30–39	33–42	35–45	37–48	c C	ID A-D Schaftlänge kurz 34–38 cm lang 38,1–43 cm
* Plus-Weite für A-D	32–37	35–41	38–45	40–49	42–52	44–55	c C	
	28–34,5	30–37	32–40	35–43	37–46	39–49	c B <sub>1</sub>	IB <sub>1</sub>
* Plus-Weite für A-D	25–29	27–31	29–33	32–36	34–39	38–43	c B <sub>1</sub>	
	23–27	25–29	27–31	29–33	31–36	35–40	c B	IB
	19–20,5	20,6–22,5	22,6–24,5	24,6–27	27,1–30	30,1–33	c B	
	26–30	27–32	29–34	30–37	32–39	33–41	c V	IA
	19–20,5	20,5–22,5	22,5–24,5	24,5–27	27–30	30–33	c A	
* nur BELSANA classic ■ offene Spitze (Fußlänge 15–17,5 cm) ■ geschlossene Spitze – kurzer Fuß (22,5–25,9 cm / Schuhgröße 36–40) – langer Fuß (26–29,5 cm / Schuhgröße 41–45)								

Falls die Wahl zwischen einer normalen und einer Plusweite besteht, empfehlen wir die normale Weite

Medizinische Kompressionsstrümpfe sind nur verordnungsfähig, wenn sie das Gütezeichen tragen. Damit verpflichten sich die Hersteller zu einer regelmäßigen Prüfung durch das neutrale Forschungsinstitut Hohenstein.

Patienten, die diese Strümpfe tragen, können sich deswegen eines hohen Qualitätsanspruches sicher sein.



### Größentabelle BELSANA men

nur in Seriengrößen!

Umfang (cm)	Messpunkte		Länge (cm)	
27–34	32–40	33–40	c D	ID 38–43
29–35	34–41	37–46	c C	A-D Schaftlänge
23–27	27–33	31–35	c B <sub>1</sub>	
19–21,5	21,6–25,5	25,6–28	c B	IA
small	medium	large		