



Lohmann & Rauscher

Cellona® Longuette, Cellona® Breitlonguette



Anwendungsbereiche

- zur Herstellung von ruhigstellenden Verbänden an Körperteilen nach Verletzungen und Frakturen
- zum Anlegen von Schienenverbänden und zur Verstärkung zirkulärer Verbände

Eigenschaften

- tauchfertige, 4-fach übereinander gelegte Bahnen
- verkürzte Anlegezeit durch Longuettentechnik
- wirtschaftlich im Materialverbrauch
- sehr feincremig

Produktzusammensetzung

17-fädiges Baumwoll-Mullgewebe, mit Gipsmasse aus α - und β -Calciumsulfathalhydrat, porös beschichtet; Binden sind in wasserdampfabweisende Verpackungen eingeschiegelt

Hinweise

- hervorragend zur Erstellung von körpergroßen Verbänden, z. B. Becken-Bein-Gips oder Gipsmieder
- Verbände nach 30 min transport-sicher
- nach 12-24 h völlig ausgehärtet

Ausführungen

- Longuette: zickzack gelegt in wasserdampfabweisendem PE-Beutel und Spenderkarton
- Breitlonguette: auf 5-m-Rolle, einzeln im Folienbeutel verpackt

Cellona® Longuette

im Folienbeutel und Spenderkarton

Breite (cm x m)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
10 x 20	25 500	019 174 4	1	SSB
12 x 20	25 501	019 175 0	1	SSB
15 x 20	25 502	019 176 7	1	SSB
20 x 20	25 503	144 902 1	1	SSB

Cellona® Breitlonguette

einzeln in Folienbeutel, gerollt

Breite (cm x m)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
40 x 5	20 301	019 166 1	1 / 10	SSB
60 x 5	20 302	019 167 8	1 / 10	SSB
80 x 5	20 303	019 168 4	1 / 10	SSB

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15