



Curafix[®], Curafix[®] H

Breitflächige Fixierpflaster

Curafix[®]

Curafix[®]

Anwendungsbereiche

- zur vollflächigen Fixierung von Wundauflagen an wenig konturierten Körperpartien
- zur Fixierung von Drainagen, Kathetern u. a.
- für Entlastungsverbände

Eigenschaften

- extrem luft- und wasserdampfdurchlässig durch Porenprägung
- strahlenindifferent

Produktzusammensetzung

Vliesstoff: weiß, 50 % Polyester, 50 % Polyamid; hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei)

Curafix[®] H

Anwendungsbereiche

- zur vollflächigen Fixierung von Wundauflagen an verbandtechnisch schwierigen Körperstellen, z. B. an Gelenken, am Hals etc.
- zur Fixierung von Drainagen, Kathetern u. a.

Eigenschaften

- dehnbar
- luft- und wasserdampfdurchlässig
- strahlenindifferent

Produktzusammensetzung

Vliesstoff: weiß, 100 % Polyester; hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei)

Curafix[®]

einzel in Faltschachtel

Breite (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
2-m-Rolle				
15	30 297	334 903 9	1 / 36	SSB, EV
10-m-Rolle				
5	30 300	216 334 4	1 / 30	SSB
10	30 301	216 335 0	1 / 24	SSB
15	30 302	216 336 7	1 / 16	SSB
20	30 303	216 337 3	1 / 12	SSB
30	30 304	216 339 6	1 / 6	SSB

Curafix[®] H

einzel in Faltschachtel

Breite (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
2-m-Rolle				
10	95 921	329 571 1	1 / 80	EV
15	30 340	729 963 4	1 / 72	SSB, EV
10-m-Rolle				
5	30 341	729 964 0	1 / 36	SSB
10	30 342	729 965 7	1 / 45	SSB
15	30 343	729 966 3	1 / 30	SSB
20	30 344	729 968 6	1 / 24	SSB
30	30 345	729 969 2	1 / 15	SSB

Erläuterung Verordnung- und Erstattungshinweise siehe S. 15