

## Cuticell® Classic

Die verklebungsarme Salbenkompressen mit Paraffin.

### Produkt

Cuticell® Classic ist die wirtschaftliche Alternative in der klassischen Versorgung exsudierender Wunden. Die sterile Salbenkompressen ist mit Weichparaffin imprägniert, um ein Verkleben mit der Wunde weitgehend zu verhindern und einen schmerzarmen Verbandwechsel zu gewährleisten. Cuticell® Classic ist latexfrei, luft- und sekretdurchlässig und gewährleistet Wundruhe. Die Imprägnierung unterstützt darüber hinaus das feuchte Wundmilieu.

Cuticell® Classic besteht aus offen gewebter Baumwollgaze, die mit Weichparaffin imprägniert ist.



### Anwendung

Cuticell® Classic eignet sich zur klassischen Behandlung exsudierender Wunden, wie z.B.:

- Verbrennungen 1. und 2. Grades
- Risswunden und Abschürfungen
- Ulcus cruris
- Hauttransplantate und Spalthautentnahmestellen

Anwendungsdauer: kurzfristig, einen bis mehrere Tage



Für die sichere Applikation wird Cuticell® Classic mit überlappendem Trägerpapier eingeseigelt.

**LATEX FREE FORMULA** Latexfreie Rezeptur



### Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Inhalt	Verp.-Einheit	PZN
7253801	5 cm x 5 cm	50	1/12	04979073
7253800	5 cm x 5 cm	5	1/120	04979067
7253803	10 cm x 10 cm	100	1/6	04979104
7253802	10 cm x 10 cm	10	1/60	04979096
7253804	40 cm x 10 cm	10	1/30	04979110

## Cuticell® Contact

Die silikonbasierte Wundkontaktschicht für einen ungestörten Heilungsverlauf.

### Produkt

Cuticell® Contact ist eine sterile Primärauflage für schwach bis stark exsudierende Wunden, die an der Wundumgebung haftet, aber nicht auf der feuchten Wunde (Siltec®-Technologie).

Während das Wundexsudat ungehindert durch die silikonbeschichtete Auflage durchtreten kann, wird gleichzeitig ein Einwachsen der absorbierenden Sekundärauflage in die Wunde verhindert. Auf diese Weise kann der Sekundärverband jederzeit erneuert werden, ohne die Wunde zu traumatisieren. Das Ergebnis ist ein ungestörter Heilungsverlauf und eine hohe Sicherheit in der Therapie.

Cuticell® Contact besteht aus einem dünnen, elastischen Polyurethanfilm, der einseitig mit weichem Silikon beschichtet ist.



### Anwendung

Cuticell® Contact eignet sich zur Behandlung von akuten und chronischen Wunden, wie z.B.:

- Schürf-, Schnitt- und Platzwunden
- Verbrennungen 1. und 2. Grades
- Blasenbildung
- Spalthautentnahmestellen
- Ulcus cruris, Dekubitus

Cuticell® Contact kann mit Antiseptika kombiniert werden.

Anwendungsdauer: mehrere Tage in Abhängigkeit vom Wundzustand (z.B. Exsudatmenge) und von der Wahl des Sekundärverbandes



**LATEX FREE FORMULA** Latexfreie Rezeptur



### Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Inhalt	Verp.-Einheit	PZN
7268000	7,5 cm x 5,0 cm	5	1/30	08515117
7268001	10,0 cm x 7,5 cm	5	1/20	08515123
7268002	18,0 cm x 10,0 cm	5	1/20	08515146
7268003	25,0 cm x 15,0 cm	5	1/10	08515324