



Lohmann & Rauscher

Durelast[®], Durelast[®] Combi

Ultrakurzzugbinde



Anwendungsbereiche

- zur starken Kompression der Extremitäten vor allem in der Phlebologie und Lymphologie
- zum Stützen und Entlasten bei Distorsionen und Kontusionen in der Traumatologie und Sportmedizin

Eigenschaften

- längselastisch (ca. 45 %)
- dauerelastisch durch texturierte Polyamid-Kettfäden
- griffiges Gewebe
- mit Webkanten
- hautfarben

Produktzusammensetzung

66 % Baumwolle, 34 % Polyamid

Hinweise

- waschbar bei 95 °C
- sterilisierbar mit Wasserdampf (121 °C), Strahlen und Ethylenoxid

Ausführungen

- Durelast
- Durelast Combi:
 - 2 Durelast Binden in 8 und 10 cm Breite paarweise als Set

Durelast[®]

5 m (gedehnte Länge), mit Verbandklammern

Breite (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
-------------	-----	-----	-----------	---------------------

einzel in Faltschachteln

6	22 100	031 023 2	1 / 108	EV
8	22 101	031 022 6	1 / 108	EV
10	22 102	031 024 9	1 / 90	EV
12	22 103	031 025 5	1 / 54	EV

lose im Karton

6	22 150	696 734 1	10 / 160	SSB, EV
8	22 151	696 735 8	10 / 80	SSB, EV
10	22 152	696 736 4	10 / 120	SSB, EV
12	22 153	696 737 0	10 / 80	SSB, EV

Durelast[®] Combi

5 m (gedehnte Länge), mit Verbandklammern, paarweise in Faltschachtel

Breite (cm)	REF	PZN	VE (Pck.)	Verordnungshinweise
8 / 10	22 110	395 405 9	1 / 30	EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15