

## JOBST® foam

### Schaumgummipolster.

#### Produkt

JOBST® foam wurde entwickelt, um den Druck von Kompressionsbinden oder -strümpfen an empfindlichen anatomischen Konturen wie z.B. Knochenerhebungen gleichmäßig zu verteilen. Verwenden Sie das nierenförmige Schaumgummipolster zur Aufrechterhaltung der Kompression im Bereich der Knöchel, der Hände oder anderer empfindlicher Stellen. JOBST® foam passt sich vielseitig und komfortabel jeder Körperkontur an.

JOBST® foam besteht aus synthetischem Latex.



JOBST® foam passt sich jeder Körperkontur an.



Für die gleichmäßige Kompression.

#### Anwendung

- zur Aufrechterhaltung der Kompression im Bereich der Knöchel, Hände oder anderer empfindlicher Stellen
- zum Wickeln bei Ödemen
- zur Steigerung der Kompressionswirkung
- als Hautschutzauflage

Anwendungsdauer: kurzfristig



#### Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
7849600	9 cm x 5 cm	1/75	00775735

## Elastofix®

### Der hochelastische Netzschlauchverband.

#### Produkt

An Kopf, Rumpf und Extremitäten ist eine schnelle Fixierung von Verbänden schwierig und nicht selten mit großem Material- und Zeitaufwand verbunden. Als Alternative bietet sich hier der hochelastische Netzschlauchverband Elastofix® an. Mit nur vier Größen können alle Anwendungen abgedeckt werden. Elastofix® ist ein hochelastischer Netzschlauch, der einen schnellen Wechsel der Wundauflage und eine einfache Wundinspektion ermöglicht. Er ist ideal für den häufigen Verbandwechsel und hautverträglich. Das Material kann an jeder Stelle und in jede Richtung geschnitten werden, ohne dass es einreißt oder ausfranst. Elastofix®-Verbände sitzen rutschfest und sicher. Sie passen sich der Körperoberfläche gut an, ohne Stauungen und Abschnürungen zu verursachen. Der normale Wärme- und Feuchtigkeitsaustausch der Haut bleibt uneingeschränkt erhalten.

Elastofix® besteht aus 55 % Baumwolle, 25 % Elastodien und 20 % Polyamid.




Einfache und schnelle Applikation.

#### Anwendung

- zur Fixierung von Verbänden jeder Art und Größe an Kopf, Rumpf, Extremitäten und Fingern



Elastofix® Netzschlauch fixiert sicher und passt sich der Körperoberfläche gut an, ohne Stauungen und Abschnürungen zu verursachen.



#### Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Größe A – für kleine Extremitäten und Finger			
0214000	25 m	1/20	01647583
Größe B – für große Extremitäten und kleine Köpfe			
0214100	25 m	1/20	01647608
Größe C – für kleinen und mittleren Rumpf und große Köpfe			
0214200	25 m	1/10	01647614
Größe D – für großen Rumpf			
0214300	25 m	1/10	01647620
(Länge gedehnt)			