Leukoflex®

Das dichte Pflaster für wasserfeste Verbände und Okklusivverbände.

Produkt

Rollenpflaster sollten möglichst individuell auf den Hauttyp und Anwendungsfall abgestimmt sein. Leukoflex® ist das Rollenpflaster der Wahl, wenn es auf eine wasserfeste, nach innen und außen dichte Verbandfixierung ankommt.

Leukoflex® ist ein strahlenindifferentes, hautfreundliches, transparentes Fixierpflaster. Es passt sich konturierten Körperpartien gut an und ist neutral gegenüber Kunststoff und Gummi. Es verfügt über eine gute Sofort- und Dauerklebkraft und ist schmerzlos und rückstandsfrei entfernbar.

Leukoflex® besteht aus einem Träger aus dehnbarer Polyethylenfolie, beschichtet mit einer Polyacrylatklebemasse.



Leukoflex® ist wasserfest, transparent und wird auch von empfindlicher Haut gut vertragen.



Anwendung

- Fixierung von Verbänden jeder Art und Größe, insbesondere geeignet für wasserdichte Verbände und Okklusivverbände
- Fixierung von Kanülen, Sonden und Kathetern

Leukoderm®

Für beanspruchte, besonders empfindliche Haut.

Produkt

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

Rollenpflaster sollten möglichst individuell auf den Hauttyp und Anwendungsfall abgestimmt sein. Leukoderm® ist immer dann zu empfehlen, wenn die Fixierung sicher kleben, aber ganz besonders hautverträglich sein muss, wie z.B. bei älteren Menschen, Dialysepatienten, Früh- und Neugeborenen. Leukoderm® ist ein von Hand reißbares, strahlenindifferentes, semitransparentes Fixierpflaster. Es ist wasserabweisend, verfügt über eine gute Sofort- und Dauerklebkraft und eine hohe Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit. Leukoderm® eignet sich für beanspruchte und besonders empfindliche Haut, ist neutral gegenüber Kunststoff und Gummi und sehr anschmiegsam, auch an konturierten Körperpartien.

Leukoderm® besteht aus einem 2-Schicht-Trägermaterial aus Baumwolle und Polyethylenlochfolie, beschichtet mit Polyacrylatklebemasse.



Leukoderm® fixiert den Shunt an der empfindlichen Innenseite des Unterarms eines Dialysepatienten sicher und hautfreundlich.



Mit integriertem Baumwollmull, für mehr Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit.

Anwendung

Zur Fixierung von Verbänden jeder Art und Größe, insbesondere auf beanspruchter und besonders empfindlicher Haut, wie z.B.:

- bei alten Patienten, Früh- und Neugeborenen, Dialysepatienten, Stomapatienten, onkologischen Patienten
- am Hals, im Gesicht sowie im Augen- und Genitalbereich





Lieferformen

Best Nr.	Abmessung	Verp Einheit	PZN		
im Schutzring					
0112100	5 m x 1,25 cm	24/240	00624947		
0112200	5 m x 2,50 cm	12/120	00624953		
0112400	5 m x 5,00 cm	6/60	01155012		
Anstaltspackung ohne Schutzring					
0113100	5 m x 1,25 cm	24/240	04593445		
0113200	5 m x 2,50 cm	12/120	04593451		
0113400	5 m x 5,00 cm	6/60	04593468		



Latexfreie Rezeptur



Lieferformen

Best Nr.	Abmessung	Verp Einheit	PZN	
Anstaltspackung ohne Schutzring				
4630000	5 m x 1,25 cm	24/240	04835948	
4630100	5 m x 2,50 cm	12/120	04835954	
4630500	5 m x 5,00 cm	6/60	04835960	

