

Lomatuell® H

Salbentüll



Lomatuell® H

Anwendungsbereiche

- Hautentnahmestellen
- Ulcus cruris
- Dekubitus
- Verbrennungen
- Schnittwunden
- Schürfwunden

Eigenschaften

- begünstigt Abfluss von Exsudat
- verringertes Risiko einer Wundverklebung
- wundhaftungsarmer Gittertüll
- imprägniert mit hydrophober, neutraler Salbengrundlage
- fördert natürlichen Heilungsverlauf
- gewährt Wundruhe

Produktzusammensetzung

Baumwolle (weitmaschig gewirkter Tüll) und weiße Vaseline, abgedeckt mit Pergaminpapier

Lomatuell® H steril, einzeln eingesiegelt

Größe (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungs- hinweise
5 x 5	23 314	853 491 3	10 / 360	SSB, EV
10 x 10	23 315	327 560 2	10 / 120	SSB, EV
10 x 20	23 316	327 561 9	10 / 120	SSB, EV
10 x 30	23 317	327 562 5	10 / 80	SSB, EV
10 x 10	23 318	327 563 1	50 / 450	SSB, EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15