

mediven[®] ulcer kit

**Zwei Komponenten für die
Kompressionstherapie bei
Ulcus cruris venosum.**

Geeignet für:

- Frauen / Männer
- Keine bis leichte Phlebödemenneigung
- 24-stündige Kompressionstherapie

Indikationen*

- Chronische Veneninsuffizienz (CVI)
Stadium III nach Widmer bzw.
C5 und C6 nach CEAP

Der Unterstrumpf mediven ulcer besitzt einen Fesseldruck von 20 mmHg, wird über 24 Stunden getragen und ist auch nachts therapeutisch wirksam. Dadurch verlängert sich die Therapiezeit um bis zu acht Stunden täglich. Die Fadenbeschichtung mit elementarem Silber verhindert Geruchsbildung und reduziert die Keimbeseidlung im Gestrück. Darüber hinaus ermöglichen Waschttemperaturen bis 95 °C ein optimales Hygienemanagement – ob in der Klinik oder zu Hause.

mediven ulcer plus wird über dem Unterstrumpf getragen und verstärkt die Kompression tagsüber. Studien belegen, dass neben dem medizinisch geforderten Arbeitsdruck von 40 mmHg einzigartige Stiffness-Werte für ein optimales Ödemmanagement sorgen.



Lieferbare Varianten

AD



Hilfsmittelnummer

17.06.08.1004

Standard-Ausführungen

Serie Größe I – VII

Länge normal 39 – 44 cm, kurz 34 – 38 cm


Größentabelle ulcer kit

Größe	I	II	III	IV	V	VI	VII
cD	27 – 33	29 – 36	32 – 39	34 – 42	36 – 45	38 – 48	40 – 50
cB	18 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	28 – 30	30 – 32

mediven® ulcer

- Kompression im Fesselbereich 20 mmHg
 - Inspektionsöffnung an der Fußunterseite
 - Fadenbeschichtung aus elementarem Silber wirkt antibakteriell und verhindert Geruchsbildung
 - Eingestrickte Farbmarkierung im Rist- und Fersenbereich für exakte Positionierung
 - Weicher oberer Abschlussrand
 - Universallänge (bis 44 cm Unterschenkellänge)
 - Je VE 2 Stück
-

Waschanleitung

Pflegeleicht 

für Waschmaschine und

Trockner geeignet

mediven® ulcer plus

- Kompression im Fesselbereich 20 mmHg
 - Zur verstärkten Kompression während der Mobilitätsphase
 - Nahtlose, weiche Qualität, hochelastisch und rutschfest
 - Neu: auch mit offener Fußspitze erhältlich: besonders geeignet für Patienten mit empfindlichen Zehen
 - Unifußgröße
 - Je VE 1 Stück
 - 2 Längen AD:
 - kurz 34 – 38 cm
 - normal 39 – 44 cm
-

Waschanleitung

Pflegeleicht 

für Waschmaschine und

Trockner geeignet

mediven® ulcer refill


- Nachfüllpack
- Je VE 2 Stück mediven ulcer



mediven ulcer kit



Inspektionsöffnung



Weicher oberer Abschlussrand



Farbmarkierung für exakte Positionierung