



Opraclean®

Verbandmittel, Tamponade



Opraclean®

Anwendungsbereiche

- zur antiseptischen Tamponade und Drainage nach chirurgischer Infektisanierung von Abszessen, Fisteln, Geschwüren und in Körperhöhlen

Eigenschaften

- unterstützende antimikrobielle Wirkung
- Wirkspektrum gegen zahlreiche gram-negative, gram-positive, aerobe und anaerobe Bakterien sowie gegen viele Pilze und Viren
- unterstützt die Wundreinigung durch Aufsaugen von Wundexsudat, Zelltrümmern und Bakterien
- tiefe Wundtaschen und Wundhöhlen sind sehr gut austampontierbar

Produktzusammensetzung

100 % Baumwolle (Mull) imprägniert mit Jodoform

Hinweise

- apothekenpflichtig
- im Spender zur Erleichterung der Handhabung
- Jodoform verflüchtigt sich an der Luft, daher nach dem Öffnen schnellstmöglich aufbrauchen
- Gebrauchsanweisung beachten

Ausführungen

- Opraclean Mullbinde zur Tamponade mit Jodoform (23 mg/100 cm²)
- Opraclean Schlauchgaze mit Jodoform (28 mg/100 cm²)
- Opraclean Verbandmull mit Jodoform (57 mg/100 cm²)

Opraclean® Mullbinde zur Tamponade mit Jodoform
gerollt im Klarsichtspender, im Spezialbeutel

Größe (cm x m)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
1 x 5	13 580	443 675 7	1 / 216	SSB
2 x 5	13 581	443 690 6	1 / 120	SSB
5 x 5	13 582	443 692 9	1 / 60	SSB

Opraclean® Schlauchgaze mit Jodoform
im Rollenhalter, im Spezialbeutel

Größe (cm x m)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
8 x 5	13 583	443 693 5	1 / 30	SSB

Opraclean® Verbandmull mit Jodoform, 4-fach gelegt
im Rollenhalter, im Spezialbeutel

Größe (cm x m)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
6 x 5	13 584	443 671 1	1 / 30	SSB
8 x 5	13 585	443 673 4	1 / 30	SSB

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15