

Pro-ophta® Augenlochkomresse

Augenkomresse zur Polsterung von Augenlochscheiben



Pro-ophta® Augenlochkomresse



Anwendungsbereiche

- Schutz des Auges vor mechanischen Einflüssen nach intraokularen Eingriffen unter Erhaltung der natürlichen Lidfunktion
- zur Polsterung unter gelochter Augenscheibe einzusetzen
- insbesondere nach Keratoplastiken, Katarakt- und Lidoperationen

Eigenschaften

- gute Polsterung von Augenlochscheiben
- Komresse ist fusselarm
- lässt viel Luft ans Auge
- hohe Saugfähigkeit

Produktzusammensetzung

Weicher Vliesstoff, 67 % Viskose, 33 % Polyester, in 16 Lagen durch Steppnaht verbunden und auf Kompressenformat gestanzt, mit offenem Zentrum

Hinweis

Die gelochte Kunststoffscheibe ist nicht Bestandteil des Produktes

Pro-ophta® Augenlochkomresse

Größe (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
steril, einzeln eingeschiegelt				
7 x 8,5	13 014	727 837 1	50 / 500	SSB, EV
unsteril, in Faltschachtel				
7 x 8,5	13 015	727 838 3	50 / 300	SSB, EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15