



Lohmann & Rauscher

Vliwaktiv®

Aktivkohle-Saugkomresse



Vliwaktiv® Saugkomresse

Anwendungsbereiche

- für mittel bis stark exsudierenden Wunden mit unangenehmer Geruchsbildung z. B. Ulzera, Dekubitus, Analfisteln
- als Sekundärverband in Kombination mit Verbänden der feuchten Wundversorgung

Eigenschaften

- geruchs- und bakterienabsorbierend
- hautfreundlich und atmungsaktiv
- Wäscheschutz verhindert das Durchdringen von Wundexsudat

Produktzusammensetzung

Aktivkohlefaser, Viskose, Polyamid, Zellulose, Polypropylen, Hotmeltkleber (synthetisches Polymer mit Harzen und Wachsen)

Hinweis

- Bitte nicht zerschneiden, da Aktivkohlepartikel in die Wunde gelangen könnten

Tipp:

- kombinierbar mit Suprasorb A oder Suprasorb A+Ag

Vliwaktiv® Aktivkohle-Saugkomresse
steril, einzeln eingeschiegelt

Größe (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
10 x 10	20 254	446 428 0	20 / 400	EV
10 x 20	20 255	446 429 7	20 / 200	EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15