

SYSTANE* HYDRATION UD Benetzungstropfen für die Augen

PACKAGE INSERT

SYSTANE* HYDRATION UD Benetzungstropfen für die Augen

BESCHREIBUNG:

Bei SYSTANE* HYDRATION UD Benetzungstropfen für die Augen handelt es sich um eine sterile Lösung mit folgenden Inhaltsstoffen: Natriumhyaluronat, Polyethylenglykol 400, Propylenglykol, Hydroxypropyl-Guar, Sorbitol, Aminomethylpropanol, Borsäure, Natriumborat, Kaliumchlorid und Natriumchlorid.

ANWENDUNGSGEBIETE

SYSTANE* HYDRATION UD Benetzungstropfen für die Augen dienen der Therapie Trockener Augen. Sie lindern vorübergehend die Symptome Trockener Augen wie Brennen und Irritationen.

SYSTANE* HYDRATION UD Benetzungstropfen für die Augen können zur Befeuchtung und Nachbenetzung von Tageslinsen, Linsen zum verlängerten Tragen und Austauschlinsen verwendet werden, sowohl bei Silikon-Hydrogel-Kontaktlinsen als auch weichen (hydrophilen) Kontaktlinsen.

GEGENANZEIGEN (Gründe gegen eine Anwendung):

Wenn Sie allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe von SYSTANE* HYDRATION UD Benetzungstropfen für die Augen sind, sollten Sie dieses Produkt nicht verwenden.

WARNHINWEISE:

Es ist wichtig, dass Sie die Anweisungen Ihres Arztes oder Apothekers und die Packungshinweise zur korrekten Anwendung des Produktes beachten.

Wenn es zu anhaltenden Augenbeschwerden, übermäßigem Tränenfluss, Sehveränderungen oder Augenrötung kommt, benutzen Sie SYSTANE* HYDRATION UD Benetzungstropfen für die Augen nicht mehr und suchen Sie Ihren Arzt oder Apotheker auf, da sich die Beschwerden verschlimmern könnten.

SYSTANE* HYDRATION UD Benetzungstropfen für die Augen ist kein Reinigungs- oder Desinfektionsmittel für Kontaktlinsen. Bewahren Sie Ihre Linsen nicht in SYSTANE* HYDRATION UD Benetzungstropfen für die Augen auf und desinfizieren Sie sie nicht damit.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Vermeiden Sie jede Berührung der Spitze des Einzeldosisbehältnisses oder deren Kontakt mit anderen Oberflächen, um Verunreinigungen zu verhindern.
- Vor dem auf Packung und Flasche angegebenen Verfalldatum verwenden. 
- Nicht verwenden, wenn die Packung oder das Einzeldosisbehältnis geöffnet oder beschädigt wurde. 
- Einzeldosisbehältnis nach einmaliger Anwendung verwerfen. Restmengen der Augentropfen nicht wiederverwenden. 
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren. 
- Nicht über 30°C lagern. 

ANWENDUNGSHINWEISE:

Öffnen Sie ein Einzeldosisbehältnis und geben Sie nach Bedarf ein bis zwei Tropfen in das/die Auge(n) und blinzeln Sie. Einzeldosisbehältnis nach Anwendung verwerfen.

SYSTANE* HYDRATION UD Benetzungstropfen für die Augen können täglich nach Bedarf angewendet werden, um Symptome des Trockenen Auges zu lindern.

Wenn während des Kontaktlinsentragens leichtere Reizung, Unbehagen oder verschwommenes Sehen auftreten, geben Sie ein bis zwei Tropfen auf die Linsen und blinzeln Sie zwei- bis dreimal.

PACKUNGSGRÖSSEN:

SYSTANE* HYDRATION UD Benetzungstropfen für die Augen sind in Einzeldosisbehältnissen aus Kunststoff in Packungen zu 30 x 0,7 ml erhältlich.



*ein Warenzeichen von Novartis

VERTRIEB für Deutschland

Alcon Pharma GmbH
Blankreutestraße 1
79108 Freiburg

VERTRIEB für Österreich


Alcon Ophthalmika GmbH
Stella-Klein-Löw-Weg 17
1020 Wien

VERTRIEB für Belgien und Luxemburg (if required)

Alcon NV
Medialaan 36
1800 Vilvoorde

VERTRIEB für die Schweiz (if required)

Alcon Switzerland SA
Suurstoffi 14
6343 Rotkreuz



Alcon Laboratories (U.K.) Ltd.
Frimley Business Park
Frimley, Camberley
Surrey, GU16 7SR
Vereinigtes Königreich



Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway

Fort Worth, TX, USA 76134-2099

Alcon (logo)
a Novartis company

© 2015 Novartis

SYSTANE* HYDRATION UD Benetzungstropfen für die Augen
CARTON LABEL

SYSTANE* *HYDRATION* Benetzungstropfen für die Augen
KOSTENLOSE WARENPROBE (Sample presentations only)

Täglich anwendbar

BEFEUCHTUNG

Verlängerte, lang anhaltende Linderung
Enthält Hyaluronat
Weiterentwickelte Befeuchtung

SYSTANE* HYDRATION UD Benetzungstropfen für die Augen umschließt Wasser und führt so zu einer stärkeren Befeuchtung und verlängerter, lange anhaltender Linderung. Auch können sich beschädigte Zellen der Augenoberfläche wieder erholen.

Zur vorübergehenden Linderung der Symptome Trockener Augen wie Brennen und Irritationen.

Zur Befeuchtung von Silikon-Hydrogel-Kontaktlinsen und allen weichen (hydrophilen) Kontaktlinsen bei leichten Reizungen, Missempfinden und verschwommenem Sehen.



30 x 0,7 ml [5 x 0,7 ml (sample presentation)]



Öffnen Sie ein Einzeldosisbehältnis und geben Sie nach Bedarf ein bis zwei Tropfen in das/die Auge(n) und blinzeln Sie.

ZUSAMMENSETZUNG:

Bei SYSTANE* HYDRATION UD Benetzungstropfen für die Augen handelt es sich um eine sterile Lösung mit folgenden Inhaltsstoffen: Natriumhyaluronat, Polyethylenglykol 400, Propylenglykol, Hydroxypropyl-Guar, Sorbitol, Aminomethylpropanol, Borsäure, Natriumborat, Kaliumchlorid und Natriumchlorid.

(OPTION FOR MULTILINGUAL PRESENTATIONS ONLY) no "Contains section"



Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX, USA 76134-2099

Alcon logo
a Novartis company

**VERTRIEB für Deutschland [optional]**

Alcon Pharma GmbH
Blankreutestraße 1
79108 Freiburg

VERTRIEB für Österreich [optional]

Alcon Ophthalmika GmbH
Stella-Klein-Löw-Weg 17
1020 Wien

VERTRIEB für Belgien und Luxemburg (if required)

Alcon NV
Medialaan 36
1800 Vilvoorde

VERTRIEB für die Schweiz (if required)

Alcon Switzerland SA

Suurstoffi 14
6343 Rotkreuz

LOT



EC REP

Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Frimley Business Park
Frimley, Camberley
Surrey, GU16 7SR
Vereinigtes Königreich

© 2015 Novartis

*ein Warenzeichen von Novartis

Pharma Central number (Bar code)

30 x 0,7 ml: PZN - 11088222

EAN (Bar Code)

30 x 0,7 ml: tbd

[Sample no barcodes]

VIAL LABEL

SYSTANE* HYDRATION UD Benetzungstropfen für die Augen

0,7 ml



Alcon logo (if space permits)

LOT



CE 0123