

Vliwasorb®

Superabsorbierender Wundverband



Vliwasorb® - superabsorbierender Wundverband



Vliwasorb® adhesive

Vliwasorb®

steril, einzeln eingeschiegelt

Größe (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
10 x 10	24 501	597 468 1	10 / 360	SSB, EV
10 x 20	24 502	597 469 8	10 / 340	SSB, EV
20 x 20	24 503	597 470 6	10 / 300	SSB, EV
20 x 30	26 904	546 058 0	10 / 180	SSB, EV

Vliwasorb® adhesive

selbstklebend, steril, einzeln eingeschiegelt

Größe (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
12 x 12	30 991	924 577 2	10 / 360	SSB, EV
15 x 15	30 992	924 579 5	10 / 360	SSB, EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15

Anwendungsbereiche

- stark exsudierende Wunden
- oberflächliche Wunden in der Exsudationsphase, z. B.:
 - Ulcera verschiedener Genese
 - Verbrennungen 2. Grades
- post-operativ sekundär heilende Wunden
- Laparotomiewunden
- Fisteln

Eigenschaften

- sehr hohe Aufnahme- und Bindekapazität von Wundexsudat
- Saugkern mit Superabsorber, der das 20-fache seines Eigengewichts aufnehmen kann
- Kosten- und Zeiterparnis durch weniger Verbandwechsel
- schützt vor Wundrandmazeration und fördert die Wundheilung
- überzeugende Trageeigenschaften: dünn, flexibel, nicht wundverklebend, polsternd
- mit Wäscheschutz (nicht klebend)
- bakterien- und flüssigkeitsabweisende PU-Membran (klebend)

Produktzusammensetzung

Saugkissen: Polyethylen, Polypropylen, Zellulose, Natriumpolyacrylat (Superabsorber)
Trägerschicht: Polyurethanmembran mit hautfreundlichem Polyacrylatkleber (kollophonium- und kollophoniumderivatfrei)

Ausführungen

- nicht klebend
- selbstklebend

Hinweise

- Verband nicht zerschneiden
- Verbandwechselintervall: Aufnahmekapazität ist erschöpft, sobald eine Verfärbung an der Verbandoberfläche über die Wundfläche hinaus geht

Tipp

- sehr gut einsetzbar unter Kompressionsverbänden
- als Sekundärverband bei stark exsudierenden Wunden in Kombination mit Verbänden der feuchten Wundversorgung