

Sanum

Polysan K Tropfen



Darreichungsform:	Tropfen zur Diagnostik
Präparatgruppe:	In vitro Diagnosticum
Wirkstoff:	Spengler-Kolloid K D9
Zusammensetzung:	10 ml enthalten: 10 ml kolloidale Lösung D9 nach Dr. Carl Spengler mit Antigenen von Streptococcus lanceolatus, Staphylococcus aureus, Diplococcus pneumoniae sowie mit den jeweiligen Antitoxinen aus dem Blut hochimmunisierter Kaninchen.
Anwendung:	<p>Zur Diagnostik:</p> <p>Ein Tropfen des zu untersuchenden Blutes wird mit jeweils einem Tropfen der zum Test gewünschten Polysan-Antigene vermischt. Kommt es zu einer Antigen-Antikörper-Reaktion, so findet eine Agglutination statt, die makroskopisch/mikroskopisch sichtbar wird. Der Agglutinationsgrad ist gleichzeitig ein Maß für die Höhe des Antikörpertiters.</p>
Nebenwirkungen:	
Gegenanzeigen:	
Unerwünschte Reaktionen:	
Wechselwirkungen:	
Vorsichtsmaßnahmen:	
Dauer der Behandlung:	

Handelsform: 10 ml Tropfflasche.