

# Produkte für Hygiene, Pflege, Mutter & Kind

## Curaderm® Matratzen-Spannbezug



Curaderm® Matratzen-Spannbezug

### Curaderm® Matratzen-Spannbezug

#### Anwendungsbereiche

- bei der Pflege immobiler und inkontinenter Patienten
- zur Erhaltung der Betthygiene bei Kleinkindern

#### Eigenschaften

- transparent, fein, weich und elastisch
- raschelarmes Material
- Schutz von unten gegen Keime, Staub und allergene Partikel aus der Matratze
- Schutz von oben gegen Schweiß, Speichel, Urin etc.
- atmungsaktiv und temperaturausgleichend

#### Produktzusammensetzung

Folie: 100% Polyurethan

#### Hinweis

- waschbar bis 60 °C, trockenereignet bis 60 °C

#### Tipp

- im Normalfall reicht das feuchte Abwischen mit Seifenlauge oder Desinfektionsmitteln

### Curaderm® Matratzen-Spannbezug

Größe (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
90 x 190 bis 100 x 200	52 500	465 233 7	1	OTC
90 x 190 bis 100 x 200	52 501	465 233 7	25	OTC

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15