



## Gazin® Tupfer

### Tupfer aus Verbandmull, Präpariertupfer RK, Spitztupfer RK



Gazin® Tupfer

#### Gazin® Tupfer aus Verbandmull

##### Anwendungsbereiche

- zur Blut- und Sekretaufnahme bei operativen Eingriffen
- zur Wundreinigung
- zur Hautdesinfektion

##### Eigenschaften

- aus Verbandmull EN 14 079
- 20-fädig
- hochsaugfähig

##### Produktzusammensetzung

100 % Baumwolle; Röntgenkontrastfaden: blau, Polypropylen, Polyestergergarn, Bariumsulfat

#### Gazin® Spitztupfer RK

##### Anwendungsbereiche

- zur Blut- und Sekretaufnahme bei operativen Eingriffen

##### Eigenschaften

- aus Verbandmull EN 14 079
- 20-fädig
- hochsaugfähig

##### Produktzusammensetzung

100 % Baumwolle; Röntgenkontrastfaden: blau, Polypropylen, Polyestergergarn, Bariumsulfat

#### Gazin® Präpariertupfer RK

##### Anwendungsbereiche

- zum Präparieren von Gewebsschichten und anatomischen Strukturen

##### Eigenschaften

- aus Verbandmull EN 14 079
- 24-fädig
- fest und hochsaugfähig

##### Produktzusammensetzung

100 % Baumwolle; Röntgenkontrastfaden: blau, Polypropylen, Polyestergergarn, Bariumsulfat

#### Gazin® Tupfer aus Verbandmull

unsteril, ohne Röntgenkontrastfaden, im Folienbeutel

Größe	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
walnussgroß	15 175	136 897 2	1000 / 5000	SSB, EV
pflaumengroß	15 176	136 899 5	1000 / 5000	SSB, EV
eigroß	15 177	136 900 3	500 / 2500	SSB, EV
groß	15 178	136 902 6	500 / 2000	SSB, EV
extragroß	15 179	136 904 9	500 / 2000	SSB, EV
faustgroß	15 180	136 906 1	250 / 1000	SSB, EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15

# Gazin® Tupfer

## Tupfer aus Verbandmull, Präpariertupfer RK, Spitztupfer RK

### Gazin® Tupfer aus Verbandmull

Größe	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
unsteril, mit Röntgenkontrastfaden, im Folienbeutel				
walnussgroß	15 183	136 908 4	1000 / 5000	SSB
pflaumengroß	15 184	136 909 0	1000 / 5000	SSB
eigroß	15 185	136 910 9	500 / 2500	SSB
groß	15 222	136 911 5	500 / 2000	SSB
extragroß	15 186	136 912 1	500 / 2000	SSB
faustgroß	15 223	136 913 8	250 / 1000	SSB

### steril, ohne Röntgenkontrastfaden, in Papier/Folie

pflaumengroß, à 2+2	14 961	123 759 5	100 (25x 4) / 1000 (250x 4)	SSB, EV
pflaumengroß, à 2+3	14 962	123 221 5	125 (25x 5) / 1250 (250x 5)	SSB, EV
eigroß, à 2+3	14 968	123 220 9	100 (20x 5) / 1000 (200x 5)	SSB, EV
extragroß, à 2+3	14 969	123 225 0	100 (20x 5) / 1000 (200x 5)	SSB, EV
Dialyse, à 2+2	14 965	123 222 1	100 (25x 4) / 1000 (250x 4)	SSB, EV
Dialyse, à 2+3	14 966	123 223 8	125 (25x 5) / 1250 (250x 5)	SSB, EV

### steril, mit Röntgenkontrastfaden, in Papier/Folie

pflaumengroß, à 2+3	14 967	123 224 4	125 (25x 5) / 1250 (250x 5)	SSB
---------------------	--------	-----------	-----------------------------	-----

### steril, ohne Röntgenkontrastfaden, in Papier/Folie

pflaumengroß, à 3	15 501	146 129 8	90 (30x 3) / 720 (240x 3)	SSB, EV
pflaumengroß, à 10	15 500	146 128 1	300 (30x10) / 1500 (150x10)	SSB, EV
pflaumengroß, à 20	15 499	146 127 5	400 (20x20) / 2000 (100x20)	SSB, EV
eigroß, à 10	15 498	146 125 2	300 (30x10) / 1500 (150x10)	SSB, EV

### Gazin® Präpariertupfer RK

unsteril, mit Röntgenkontrastfaden, im Folienbeutel

Größe (ca. cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
Gr. 2, klein, 6 x 6	15 155	146 115 7	1000 / 3000 / 45000	SSB
Gr. 3, mittel, 8 x 8	15 156	146 116 3	1000 / 2000 / 30000	SSB
Gr. 4, groß, 12 x 12	15 157	136 894 3	500 / 1000 / 15000	SSB

### Gazin® Spitztupfer RK

unsteril, mit Röntgenkontrastfaden, im Folienbeutel

Größe (ca. cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
6 x 8	11 949	686 677 5	500 / 500	SSB
15 x 15	11 948	686 678 1	500 / 500	SSB

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15