

Leukopor®

Das sanfte Pflaster für die besonders empfindliche Haut.

Produkt

Rollenpflaster sollten möglichst individuell auf den Hauttyp und Anwendungsfall abgestimmt sein. Leukopor® ist ein strahlenindifferentes, leicht von Hand reißbares, weißes Fixierpflaster, das auf Grund seiner Hautfreundlichkeit für extrem empfindliche Haut geeignet ist. Es passt sich auch konturierten Körperpartien gut an. Leukopor® ist wasserabweisend und verfügt über eine gute Sofort- und Dauerklebkraft. Es ist luft- und wasserdampfdurchlässig und neutral gegenüber Kunststoff und Gummi.

Leukopor® besteht aus einem Träger aus Polyester-viskosevlies, beschichtet mit Polyacrylatklebmasse.



Leukopor® für die sensible Babyhaut und für die empfindliche ältere Haut.



Leukopor® eignet sich hervorragend für Patienten mit empfindlicher, sensibler Haut oder für Dauerverbände.

Anwendung

- Fixierung von Verbänden jeder Art und Größe
- Fixierung von Elektroden und sonstigen Messelementen

Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
im Schutzring			
0247100	5,0 m x 1,25 cm	24/240	01698793
0247200	5,0 m x 2,50 cm	12/120	01698801
0247400	5,0 m x 5,00 cm	6/60	01698818
Anstaltspackung ohne Schutzring			
0248100	5,0 m x 1,25 cm	24/240	04593563
0248200	5,0 m x 2,50 cm	12/120	04593586
0248400	5,0 m x 5,00 cm	6/60	04593592
Anstaltspackung auf Kunststoffkern			
0245300	9,2 m x 1,25 cm	24/240	04593600
0245400	9,2 m x 2,50 cm	12/120	04593617
0245500	9,2 m x 5,00 cm	6/60	04593623

LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur



Leukofix®

Das transparente Pflaster für schnelle Fixierungen.

Produkt

Rollenpflaster sollten möglichst individuell auf den Hauttyp und Anwendungsfall abgestimmt sein. Immer wenn es besonders schnell gehen muss, z.B. im Notfall oder auf der Intensivstation, ist Leukofix® das Fixierpflaster der Wahl.

Leukofix® ist ein strahlenindifferentes, hautfreundliches, transparentes Fixierpflaster. Es ist gut anschmiegsam und sehr leicht quer, längs und in der Mitte reißbar. Leukofix® verfügt über eine gute Sofort- und Dauerklebkraft und ist luft- und wasserdampfdurchlässig.

Leukofix® besteht aus einem Träger aus perforierter Polyethylenfolie, beschichtet mit Polyacrylatklebmasse.



Leukofix® ist perforiert, dadurch lässt es sich auch in der Mitte sehr leicht einreißen.



Sehr leicht reißbar, aus perforierter Folie, gut verträglich.

Anwendung

- Fixierung von Verbänden jeder Art und Größe
- Fixierung von Kanülen
- Fixierung von Sonden und Kathetern

Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
im Schutzring			
0212100	5,0 m x 1,25 cm	24/240	01698586
0212200	5,0 m x 2,50 cm	12/120	01698592
0212400	5,0 m x 5,00 cm	6/60	01698600
Anstaltspackung ohne Schutzring			
0213100	5,0 m x 1,25 cm	24/240	04593379
0213200	5,0 m x 2,50 cm	12/120	04593385
0213400	5,0 m x 5,00 cm	6/60	04593391
Anstaltspackung auf Kunststoffkern			
0213600	9,2 m x 1,25 cm	24/240	04593416
0213700	9,2 m x 2,50 cm	12/120	04593422
0213800	9,2 m x 5,00 cm	6/60	04593439

LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur

