



Lohmann & Rauscher

# Rosidal® Lymphsets

## Mehr-Komponenten-Lymphsets



Inhalt des Lymphsets 2

### Anwendungsbereiche

- für professionelle lymphologische Kompressionsverbände am Bein oder am Arm

### Hinweis

- Rosidal soft und Rosidal K 50-mal waschbar bei 95 °C

### Eigenschaften

- hohe Therapiesicherheit
- effektiv und wirtschaftlich durch Wiederverwendbarkeit der Polster- und Kompressionsbinden (Rosidal soft, Rosidal K)
- hohe, dauerhafte Qualität
- verbrauchsfertig und handlich im Set kombiniert

### Produktzusammensetzung

variiert je nach Set:

- tg Schlauchverband
- Mollelast Binde
- Komplex Schaumgummi Binde
- Cellona Synthetikwatte
- Rosidal soft Binde
- Rosidal K Binde
- Idealbinde

# Rosidal® Lymphsets

## Mehr-Komponenten-Lymphsets

### Rosidal® Lymphset

Lymphset 1 Bein klein REF 59 795 PZN 066 676 2	Lymphset 2 Bein groß REF 59 796 PZN 066 677 9	Lymphset 3 Arm klein REF 59 797 PZN 066 678 5	Lymphset 4 Arm groß REF 59 798 PZN 066 679 1	Lymphset 5 Bein klein REF 16 838 PZN 105 948 4	Lymphset 6 Bein groß REF 16 839 PZN 105 949 0	Verordnungs- hinweise EV
Set-Bestandteile: <b>tg® Schlauchverband</b> Hautschutz (Hygiene!) unter dem entstauenden Kompressionsverband.						
Größe 7 (1x)	Größe 9 (1x)	Größe 5 (1x)	Größe 7 (1x)	Größe 9 (1x)	Größe 9 (1x)	
<b>Mollelast® Binde</b> Angenehm weiche, sehr elastische Fixierbinde zur Kompression von Fingern und Zehen beim lymphologischen Kompressionsverband.						
4 cm x 4 m (20x)	4 cm x 4 m (20x)	4 cm x 4 m (20x)	4 cm x 4 m (20x)	4 cm x 4 m (20x)	6 cm x 4 m (20x)	
<b>Komplex® Schaumgummi-Binde</b> Zum Zuschneiden von U- und L-Stücken (Innenseite anschrägen) für die Auspolsterung und Druckerhöhung am Malleolus. Des Weiteren als Grundmaterial zur Anfertigung von Schneiderpacks (Spaghetti oder Noppen) zur örtlichen Gewebelockerung.						
10 cm x 1 m Stärke 1 cm (1x)	10 cm x 1 m Stärke 1 cm (1x)	10 cm x 1 m Stärke 1 cm (1x)	10 cm x 1 m Stärke 1 cm (1x)	8 cm x 1 m Stärke 0,5 cm (1x)	10 cm x 1 m Stärke 1 cm (1x)	
<b>Cellona® Synthetikwatte</b> Polster unter dem Kompressionsverband zur gleichmäßigen Druckverteilung sowie zur Verhinderung von Abschnürungen und Druckstellen.						
6 cm x 3 m (8x) 10 cm x 3 m (8x)	10 cm x 3 m (8x) 15 cm x 3 m (8x)	6 cm x 3 m (4x) 10 cm x 3 m (4x)	6 cm x 3 m (4x) 10 cm x 3 m (4x)			
<b>Rosidal® soft</b> Hautfreundliche und luftdurchlässige Schaumstoffbinde zur Polsterung unter dem Kompressionsverband. Verhindert das Rutschen des Verbandes.						
				10 cm x 2,5 m Stärke 0,3 cm (2x) 15 cm x 2,5 m Stärke 0,4 cm (2x)	10 cm x 2,5 m Stärke 0,3 cm (3x) 15 cm x 2,5 m Stärke 0,4 cm (3x)	
<b>Rosidal® K Binde</b> Kräftig komprimierende Kurzzugbinde aus 100 % Baumwolle zur kräftigen Kompression in der lymphologischen Therapie.						
6 cm x 5 m (2x) 8 cm x 5 m (2x) 10 cm x 5 m (2x) 12 cm x 5 m (4x)	6 cm x 5 m (2x) 8 cm x 5 m (2x) 10 cm x 5 m (4x) 12 cm x 5 m (6x)	6 cm x 5 m (2x) 10 cm x 5 m (2x) 12 cm x 5 m (2x)	6 cm x 5 m (2x) 10 cm x 5 m (2x) 12 cm x 5 m (3x)	6 cm x 5 m (2x) 8 cm x 5 m (2x) 10 cm x 5 m (2x) 12 cm x 5 m (4x)	6 cm x 5 m (2x) 8 cm x 5 m (2x) 10 cm x 5 m (4x) 12 cm x 5 m (6x)	
<b>Idealbinde</b> Zur kräftigen Kompression und Verbandsstabilisierung im Bereich des Oberschenkels und des Abdomens.						
				20 cm x 5 m (1x)	20 cm x 5 m (2x)	

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15