


Metalline®

mehrschichtige Spezialkomresse



Metalline® Komresse



- 1 Metalline® Drain-Komresse
2 Metalline® Tracheo-Komresse

Metalline® Kompressen

Anwendungsbereiche

- zur Abdeckung von Wunden aller Art insbesondere empfohlen für:
 - Schürfwunden
 - Verbrennungen
 - Verätzungen
 - Operationswunden
 - im Rahmen der Erstversorgung

Eigenschaften

- mehrschichtiger Spezialverbandstoff
- weicher, anschmiegsamer, voluminöser, hauchfein aluminiumbedampfter Vliesstoff
- gute Drainage
- glatte Oberfläche, dadurch verringertes Risiko einer Wundverklebung
- schonender Verbandwechsel
- Rückseite aus vernadeltem Vliesstoff: dreidimensional verschlungener Lagenverbund sorgt für gutes Absorptionsverhalten

Produktzusammensetzung

100 % Viskose (verfestigt mit Acrylatbinder), obere Schicht der Komresse ist aluminiumbedampft

Metalline® Drain-Komresse

Anwendungsbereiche

- zum Umlegen von Drainagen und Infusionsschläuchen
- zur Wundversorgung bei
 - kleinkalibrigen Drainagen
 - Infusionskathetern
 - Draht- bzw. Nagelexensionen

Eigenschaften

- verringertes Risiko einer Wundverklebung
- schmerzarmen Verbandwechsel
- wundschonend
- luft-/wasserdampfdurchlässig
- anschmiegsam und weich
- Lochdurchmesser von 4,5-11 mm variable für Charrière 9-30

Produktzusammensetzung

100 % Viskose (verfestigt mit Acrylatbinder), obere Schicht der Komresse ist aluminiumbedampft

Metalline® Tracheo Komresse

Anwendungsbereiche

- zur Wundversorgung und zum Umlegen von Trachealkanülen bei Tracheostoma und dickkalibrigen Drainagen

Eigenschaften

- verringertes Risiko einer Wundverklebung
- schmerzarmen Verbandwechsel
- wundschonend
- luft-/wasserdampfdurchlässig
- anschmiegsam und weich
- Lochdurchmesser von 12-19 mm variable für Charrière 31-50

Produktzusammensetzung

100 % Viskose (verfestigt mit Acrylatbinder), obere Schicht der Komresse ist aluminiumbedampft



Lohmann & Rauscher

Metalline®

mehrschichtige Spezialkomresse

Metalline® Kompressen

Größe (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
------------	-----	-----	-----------	---------------------

steril, einzeln eingeschiegelt, für Verordnung und OTC

8 x 10	23 083	063 533 6	10 / 560	EV
10 x 12	23 084	063 535 9	10 / 300	EV

steril, einzeln eingeschiegelt, für OP, Ambulanz und Praxis, im Spenderkarton

8 x 10	23 081	149 570 7	50 / 600	SSB, EV
10 x 12	23 082	149 571 3	50 / 300	SSB, EV
10 x 20	23 087	303 682 0	50 / 300	SSB, EV

unsteril, gerollt, im Folienbeutel

5 m x 10 cm	23 080	140 984 3	1 / 20	SSB
-------------	--------	-----------	--------	-----

Metalline® Drain-Komresse

steril, einzeln eingeschiegelt, im Spenderkarton

Größe (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
6 x 7	23 093	207 271 3	50 / 600	SSB, EV

Metalline® Tracheo-Komresse

steril, einzeln eingeschiegelt, im Spenderkarton

Größe (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
8 x 9	23 094	207 273 6	50 / 600	H 12.99.99.1001

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15