






















## Interdentalbürsten

Ausführung		Draht- durchmesser	Einführungs- zylinder	Reinigungs- zylinder
<b>pink</b> xx-fine		 0,4 mm	ø 0,5 mm	 ø 1,5 mm
<b>gelb</b> x-fine		 0,5 mm	ø 0,6 mm	 ø 1,8 mm
<b>weiß</b> fine		 0,6 mm	ø 0,7 mm	 ø 2,0 mm
<b>grün</b> medium		 0,7 mm	ø 0,8 mm	 ø 2,2 mm
<b>blau</b> large		 0,7 mm	ø 0,8 mm	 ø 3,0 mm
<b>bordeaux</b> x-large		 0,7 mm	ø 0,8 mm	 ø 6,5 mm
<b>orange</b> conical		 0,7 mm	ø 0,8 mm	 ø 2,5-5,0 mm

### >> Pic-Brush® Ersatzbürsten

Sieben verschiedene Interdentalbürsten aus beschichtetem Spezialdraht mit ultrafeinen Borsten reinigen schonend und gründlich. In hygienischer Aufbewahrungsbox mit sechs bzw. zwölf Bürsten in farbcodierten Stärken.



Interdentalreinigung



Bracketreinigung

Ausführung	Menge	REF	PZN   D	PZN   A
pink	6	630 013	2172366	2866471
	12	605 748	3430741	3005794
gelb	6	630 014	2172372	2866525
	12	605 713	0841225	2866927
weiß	6	630 015	2172426	2866488
	12	605 722	3430758	3005802
grün	6	630 016	2172432	2866519
	12	605 631	0842087	2866933
blau	6	630 017	2172449	2866502
	12	605 632	3430764	3005788
bordeaux	6	630 050	3172569	2945986
	12	605 789	3172612	3012529
orange	6	630 018	2172455	2866494
	12	605 711	3430770	3012535

