

SicSac®

Der perfekte Auffangbeutel bei Übelkeit

Charakteristik

Spuckbeutel aus reißfestem Polyethylen; 11 cm großer Abschlussring als Mundstück, mit Kerben zum Einhängen des Beutels für sicheren Verschluss; Aufnahmekapazität ca. 1 Liter; zur Entnahme steht ein praktischer Spender zur Verfügung.

Anwendung

Als sicherer und hygienischer Auffangbeutel bei Übelkeit zum Einsatz in vielen Pflegebereichen, in der Arztpraxis, im Krankenhaus sowie in Alten- und Pflegeheimen, aber auch im häuslichen Pflegedienst oder bei Krankentransporten.



Der SicSac Spuckbeutel wird nach Gebrauch einfach gedreht, in der Kerbe eingehakt und kann so problemlos entsorgt werden.

SicSac® Spender

Entnahmebehälter für SicSac Spuckbeutel, aus weiß lackiertem Metall, zur Wandmontage; im platzsparenden Format 13x47 cm.



| | Packungs- inhalt | Artikel- Nummer | PZN | Vers.-Einh. Packungen |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|
| SicSac® Spuckbeutel | | | | |
| Ø 11 cm | 50 Stück | 999 586 | 0805560 | 6 |
| SicSac® Spender leer | | | | |
| 13x47 cm | 1 Stück | 999 587 | 1260878 | 6 |

Peha-fresh

Das geruchsbindende Deo-Raumspray mit Langzeitwirkung

Charakteristik

Deo-Raumspray mit Langzeitwirkung; hochwirksam, desodoriert durch chemische Bindung der Geruchsstoffe; mit leichter, frischer Parfümierung; durch den Wirbelsprühkopf ist eine feine Verteilung des Sprühnebels gewährleistet; mit umweltfreundlichem Treibgas.

Anwendung

Zur nachhaltigen Verbesserung der Raumluft auf Stationen, in Aufenthalts- und Warteräumen, in Toiletten, aber auch im häuslichen Pflegebereich.



Peha-fresh ist ein Deo-Raumspray, das durch chemische Bindung der Geruchsstoffe schlechte Gerüche von Grund auf beseitigt.



| | Packungs- inhalt | Artikel- Nummer | PZN | Vers.-Einh. Packungen |
|-------------------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|
| Peha-fresh | | | | |
| 400 ml | 1 Dose | 995 705 | 2101515 | 12 |