

Rosidal® K, Elko® Rosidal® K

Kurzzugbinde



Anwendungsbereiche

- zur starken Kompression (z. B. in der Phlebologie)
- zur Ruhigstellung von Körperteilen
- zum Stützen und Entlasten in der Traumatologie und Sportmedizin
- zur Fixierung von Verbänden

Produkteigenschaften

- längselastisch (ca. 90 %)
- textilelastisch durch gezwirnte Kettfäden
- luftdurchlässig
- griffige Gewebestruktur
- mit Webkanten
- hautfarben

Produktzusammensetzung

100 % Baumwolle

Hinweise

- 50-mal waschbar bei 95 °C (handelsübliches Feinwaschmittel/Schonwaschgang)
- sterilisierbar mit Wasserdampf (121 °C)

Ausführungen

- Rosidal K Kurzzugbinde
- Elko Rosidal K:
 - 2 Rosidal K-Binden in 10 cm Breite paarweise als Set
 - für Kompressionsverbände in Doppelbindentechnik

Rosidal® K

Breite (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
5 m (gedehnte Länge), mit Verbandklammern (außer 4-cm-Binde), einzeln in Faltschachtel				
4	22 199	266 396 3	1 / 125	EV
6	22 200	088 596 1	1 / 108	EV
8	22 201	088 597 8	1 / 108	EV
10	22 202	088 598 4	1 / 90	EV
12	22 203	088 599 0	1 / 54	EV
10 m (gedehnte Länge), ohne Verbandklammern, einzeln in Faltschachtel				
10	22 206	266 398 6	1 / 60	EV
12	22 205	377 358 2	1 / 40	EV
5 m (gedehnte Länge), mit Verbandklammern, lose im Karton				
8	22 250	484 717 6	10 / 140	SSB, EV
10	22 251	484 718 2	10 / 140	SSB, EV
12	22 252	490 636 4	10 / 120	SSB, EV
steril, 5 m (gedehnte Länge), mit Verbandklammern, einzeln eingeschiegelt				
6	20 650	478 056 1	10 / 90	SSB, EV
8	20 651	478 057 8	10 / 90	SSB, EV
10	20 652	478 058 4	10 / 100	SSB, EV
12	20 653	478 059 0	10 / 100	SSB, EV

Elko® Rosidal® K

5 m (gedehnte Länge), mit Verbandklammern, paarweise in Faltschachtel

Breite (cm)	REF	PZN	VE (Pck.)	Verordnungshinweise
2 x 10	22 225	122 628 4	1 / 30	EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15