

tg® Fertigverbände

tg® Handschuh/tg® Fäustling



tg® Handschuh



tg® Fäustling

tg® Handschuh

Anwendungsbereiche

- zur Abdeckung bei dermatologischen Erkrankungen, z. B.
 - Kontaktekzemen
 - Photodermatosen
 - medikamentös behandelter Haut
- auch zur Prophylaxe von Kreuzinfektionen

Eigenschaften

- einfache und zeitsparende Handhabung
- gute Hautverträglichkeit
- weich und anschmiegsam
- Hand-/Fingerverband

Produktzusammensetzung

100 % ungebleichte Baumwolle, Polyester (Nähgarn)

Hinweis

waschbar, sterilisierbar mit Wasserdampf (121 °C)

tg® Fäustling

Anwendungsbereiche

- zur Abdeckung bei dermatologischen Erkrankungen, z. B.
 - Kontaktekzemen
 - Photodermatosen
 - medikamentös behandelter Haut
- auch als Kratzschutz bei juckenden Hauterkrankungen von Kleinkindern

Eigenschaften

- einfache und zeitsparende Handhabung
- gute Hautverträglichkeit
- weich und anschmiegsam
- daumenloser Handverband
- mit eingearbeiteten Bändern zur Fixierung am Handgelenk

Produktzusammensetzung

100 % ungebleichte Baumwolle, Polyester (Nähgarn)

Hinweis

waschbar, sterilisierbar mit Wasserdampf (121 °C)

tg® Handschuh

paarweise im Folienbeutel

Größe	REF	PZN	VE (Paar)	Verordnungshinweise
für Kinder	24 749	131 141 7	1 / 100	SSB, EV
für Erwachsene				
Gr. 6 - 7 (klein)	24 750	102 002 2	1 / 50	SSB, EV
Gr. 7 1/2 - 8 1/2 (mittel)	24 751	102 003 9	1 / 50	SSB, EV
Gr. 9 - 10 (groß)	24 752	102 004 5	1 / 50	SSB, EV

tg® Fäustling

paarweise im Folienbeutel

Größe	REF	PZN	VE (Paar)	Verordnungshinweise
Klein (Säugling)	24 746	149 582 5	1 / 100	SSB, EV
groß (Kleinkind)	24 747	149 583 1	1 / 100	SSB, EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15