

# tg® Schlauchverband



## Anwendungsbereiche

- Unterzug für Gips- und Castverbände
- zur zeitsparenden Fixierung von Verbänden an schwierigen Stellen (Kopf, Rumpf, Finger, Extremitäten)
- auch zur leichten Kompression und Fixierung von Polstermaterial

## Eigenschaften

- nahtlos gestrickt
- hautfreundlich
- aus feinen Garnen
- sehr dehnbar in der Breite
- faltenarm anzulegen
- keine Einschnürungen
- Farbe: weiß

## Produktzusammensetzung

67 % Baumwolle (gebleicht),  
33 % Viskose

## Hinweis

- bei Bedarf sterilisierbar mit Wasserdampf (121 °C)

## tg® Schlauchverband

gerollt im Spenderkarton

Größe	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
<b>5-m-Rolle</b>				
Gr. 1 (1,4 cm) für Finger, Zehe	24 020	102 015 7	1 / 80	SSB, EV
Gr. 2 (2,3 cm) für Finger, Zehen	24 021	102 019 2	1 / 50	SSB, EV
Gr. 3 (3,0 cm) für mehrere Finger, Kinderarm	24 022	102 022 3	1 / 40	SSB, EV
Gr. 5 (5,5 cm) für Arm, Unterschenkel, Kinderbein	24 023	102 025 2	1 / 40	SSB, EV
Gr. 6 (6,5 cm) für Arm, Bein (mittel)	24 024	102 027 5	1 / 40	SSB, EV
Gr. 7 (7,0 cm) für Arm (groß), Bein, Kinderkopf	24 025	102 029 8	1 / 40	SSB, EV
<b>20-m-Rolle</b>				
Gr. 1 (1,4 cm) für Finger, Zehe	24 000	102 018 6	1 / 20	SSB, EV
Gr. 2 (2,3 cm) für Finger, Zehen	24 001	102 021 7	1 / 20	SSB, EV
Gr. 3 (3,0 cm) für mehrere Finger, Kinderarm	24 002	102 024 6	1 / 10	SSB, EV
Gr. 5 (5,5 cm) für Arm, Unterschenkel, Kinderbein	24 003	102 026 9	1 / 10	SSB, EV
Gr. 6 (6,5 cm) für Arm, Bein (mittel)	24 004	102 028 1	1 / 10	SSB, EV
Gr. 7 (7,0 cm) für Arm (groß), Bein, Kinderkopf	24 005	102 030 6	1 / 18	SSB, EV
Gr. 9 (8,5 cm) für Oberschenkel (groß), Kopf, Achselhöhle	24 006	102 031 2	1 / 12	SSB, EV
Gr. 12 (12 cm) für Oberschenkel (extra groß), Kopf (groß), Kinderrumpf	24 007	130 934 3	1 / 12	SSB, EV
<b>10-m-Rolle</b>				
Gr. K1 (16 cm) für Rumpf (klein) < M	24 030	102 016 3	1 / 10	SSB, EV
Gr. K2 (21 cm) für Rumpf (groß) > L	24 031	102 020 0	1 / 10	SSB, EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15