

# Askina® Brauncel® | Askina® Cel

## Tupfer-Sortiment

### Askina® Brauncel®

- › Zellstofftupfer von der Rolle
- › Aus hochgebleichtem Verbandzellstoff nach DAB
- › Tupfergröße: 4 x 5 cm, gebrauchsfertig vorgestanzt
- › Einfach und sauber abzureißen
- › Stark saugfähig und formstabil

### Askina® Cel®

- › Stark saugfähiger Verbandzellstoff
- › Hochgebleicht aus 100% chlorfrei gebleichtem Verbandzellstoff nach DAB oder
- › Ungebleicht aus 100% Altpapier
- › Als preisgünstiges Saugmaterial ist Askina® Cel ein zuverlässiger Helfer im Praxisalltag

### Indikationen

- › Zur Hautreinigung vor Injektionen, als Saugpolster

	Abmessung	VE	PZN	REF
Askina® Brauncel®	à 500 Tupfer	1 Rolle	8473637	9051015
Askina® Brauncel®-Box	-	1 Stück	6874734	9051503
Askina® Cel, hochgebleicht	Rolle, 36 cm breit, 1000 g	1 Rolle	1417736	9050418
	in Lagen, 40 x 60 cm, 15 kg	1 Karton	6874757	9050035
Askina® Cel, ungebleicht	in Lagen, 40 x 60 cm, 15 kg	1 Karton	6874763	9050523

