

# Askina® Ideal

... waschen – trocknen – wiederverwenden ... natürlich auch zu sterilisieren

## Askina® Ideal

- › Nach DIN 61632
- › Textilelastisch
- › Kein Ausfransen durch Schlingkante
- › Dehnungsverhalten: ca. 90% längselastisch
- › Hautfreundlich, da aus Baumwolle

## Indikationen

- › Für Kompressionsverbände, Stütz- und Entlastungsverbände und zum Anwickeln von Schienen

## Material

- › 100% Baumwolle

Askina® Ideal	Abmessung	VE	PZN	REF
einzel verpackt, mit Verbandklammern	5 m x 4 cm	10 Stück	6874881	9041044
	5 m x 6 cm	10 Stück	6874898	9041060
	5 m x 8 cm	10 Stück	6874906	9041087
	5 m x 10 cm	10 Stück	6874912	9041109
	5 m x 12 cm	10 Stück	6874929	9041125
	5 m x 15 cm	1 Stück	6874935	9041150
	5 m x 20 cm	1 Stück	6874941	9041206
	5 m x 30 cm	1 Stück	6874958	9041303
Sprechstundenpackung, unverpackt, lose im Karton, ohne Verbandklammern	5 m x 6 cm	10 Stück	6874964	9041508
	5 m x 8 cm	10 Stück	6874970	9041516
	5 m x 10 cm	10 Stück	6874987	9041524
	5 m x 12 cm	10 Stück	6874993	9041532
<b>Askina® Verbandklammern</b>	–	100 Stück	6972388	9060014
	Länge gedehnt			

