

# Askina® Pore | Askina® Silk

## Vliespflaster | Seidenpflaster

### Askina® Pore

- › Extrem hautfreundlicher Kleber, besonders geeignet für Patienten mit sensibler Haut
- › Leicht reißbar
- › Schmerzarmes Entfernen

### Askina® Silk

- › Sichere Haftung auf unterschiedlichen Oberflächen und optimale Hautfreundlichkeit
- › Moderner, hautfreundlicher Acrylatkleber
- › Sehr gute Reißbarkeit
- › Schmerzarm zu entfernen

Askina® Pore	Abmessung	VE	PZN	REF
Sprechstundenpackung, weiß	9,10 m x 1,25 cm	24 Rollen	7429999	9081011
	9,10 m x 2,50 cm	12 Rollen	7430005	9081020

Askina® Silk	Abmessung	VE	PZN	REF
Sprechstundenpackung	9,10 m x 1,25 cm	24 Rollen	7429953	9080112
	9,10 m x 2,50 cm	12 Rollen	7429976	9080120
Sprechstundenpackung	5,00 m x 1,25 cm	24 Rollen	7430181	9080015
	5,00 m x 2,50 cm	12 Rollen	7430198	9080023
	5,00 m x 5,00 cm	6 Rollen	7430206	9080031
	5,00 m x 2,50 cm	1 Rollen	7430169	9080228

### Indikationen Askina® Pore

- › Zur Fixierung von Wundauflagen, Kathetern und Sonden, besonders bei Patienten mit sensibler Haut

### Indikationen Askina® Silk

- › Fixierung von Wundverbänden aller Art, z.B. Askina® Pad, Askina® Mullkompressen
- › Befestigung von Kathetern, Sonden und Punktionsbestecken



Askina® Pore



Askina® Silk