



Lohmann &amp; Rauscher

## epX<sup>®</sup> Ankle Control

Sprunggelenkorthese zur Stabilisierung in einer Ebene, einstellbar



### Anwendungsbereiche

- zur posttraumatischen und postoperativen Therapie nach Inversionstrauma
- Schutz des lateralen sowie medialen Bandapparates vor Bänderriss oder Überdehnung


### Eigenschaften

- anatomisch formgenäh
- kraftvolle Stabilisierungsurte
- schützt und stabilisiert das Sprunggelenk nach biomechanischem Wirkprinzip ohne wesentliche Einschränkung der natürlichen Beweglichkeit
- atmungsaktiv
- rechts und links tragbar
- wasserfest

### Produktzusammensetzung

Polyamid, Elasthan, Polyurethan, Plastisol, Synthetikgummi, Polyethylen, Polyester

### Hinweise

-  vor dem Waschen Klettverschlüsse schließen
- Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis: 23.02.02.1004 (Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

### epX<sup>®</sup> Ankle Control

einzel in transparenter Kunststoff-Klappverpackung

Größe	Fesselumfang (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
XS	15,0 - 17,5	22 759	066 220 9	1 / 24	H
S	17,5 - 20,5	22 760	891 977 7	1 / 24	H
M	20,5 - 23,0	22 761	891 978 3	1 / 24	H
L	23,0 - 25,5	22 762	891 980 8	1 / 24	H
XL	25,5 - 28,0	22 763	891 981 4	1 / 24	H
XXL	28,0 - 33,0	22 764	891 982 0	1 / 24	H

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15