

Kompresx®

Schaumgummi-Kompresse, -Binde und -Platte



Anwendungsbereiche

- zur Kompression bei der Ödembehandlung in der Phlebologie und Lymphologie
- zur Unterstützung bei funktionellen Verbänden in der Sportmedizin
- zur partiellen Polsterung an Verbänden und Schienen
- in Kombination mit anderen Produkten der Kompression zur lokalen Druckerhöhung

Produktzusammensetzung

100 % Syntheselatex (Styrol-Butadien)

Hinweis

- sterilisierbar mit Wasserdampf (121 °C)

Eigenschaften

- lässt sich individuell zuschneiden
- luft- und wasserdampfdurchlässig

Kompresx® Schaumgummi-Kompresse
einzeln in Faltschachtel

Größe	Stärke (mm)	Maße (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
00 oval	10	9 x 6,5	22 300	059 101 8	1 / 60	SSB, EV
0 nierenförmig	10	9 x 5	22 301	059 102 4	1 / 75	SSB, EV
1 nierenförmig	12	12 x 6,5	22 302	059 103 0	1 / 30	SSB, EV
2 rechteckig	12	17 x 13	22 303	059 104 7	1 / 25	SSB, EV
4 trapezförmig	5	39/22 x 33	22 305	059 107 6	1 / 20	SSB, EV

Kompresx® Schaumgummi-Binde
gerollt, einzeln in Faltschachtel

Stärke (mm)	Maße (cm x m)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
5	8 x 1	22 310	059 096 4	1 / 30	SSB, EV
10	8 x 1	22 311	059 097 0	1 / 20	SSB, EV
10	10 x 1	22 312	059 098 7	1 / 20	SSB, EV
5	8 x 2	22 313	059 099 3	1 / 30	SSB, EV
10	8 x 2	22 314	059 100 1	1 / 15	SSB, EV

Kompresx® Schaumgummi-Platte
gerollt, einzeln im Folienbeutel

Stärke (mm)	Maße (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
10	100 x 50	22 320	059 108 2	1 / 10	SSB, EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15