

# Lenkideal®

## Kurzzügige Idealbinde



### Anwendungsbereiche

- zur komprimierenden Fixierung von Wundauflagen
- zur Kompression der Extremitäten in der Phlebologie
- zur prä-, intra- und postoperativen Thromboseprophylaxe
- zum Stützen und Entlasten bei Distorsionen und Kontusionen sowie für Sportbandagen
- zur Behandlung von Sehnen-scheidenentzündungen

### Eigenschaften

- längselastisch (ca. 90 %)
- dauerelastisch
- luftdurchlässig
- Verband trägt wenig auf
- mit Webkanten
- weiß

### Produktzusammensetzung

64 % Baumwolle, 34 % Polyamid, 2 % Elasthan

### Hinweis

- sterilisierbar mit Wasserdampf (121 °C) und Ethylenoxid

### Lenkideal®

5 m (gedehnte Länge)

Breite (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
mit Verbandklammern, einzeln eingesiegelt				
6	14 581	760 077 2	1 / 100	EV
8	14 582	760 078 9	1 / 140	EV
10	14 583	760 079 5	1 / 120	EV
12	14 584	760 080 3	1 / 120	EV
15	14 585	760 082 6	1 / 120	EV
ohne Verbandklammern, lose im Karton				
4	19 580	760 084 9	10 / 140	SSB, EV
6	19 581	760 085 5	10 / 100	SSB, EV
8	19 582	760 086 1	10 / 140	SSB, EV
10	19 583	760 087 8	10 / 120	SSB, EV
12	19 584	760 088 4	10 / 120	SSB, EV
15	19 585	760 089 0	10 / 120	SSB, EV
20	19 586	760 090 9	10 / 60	SSB, EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15