



## MaiMed® - FM Comfort Mundschnur



### Charakteristik

- hypoallergener, glasfaserfreier Mundschnur
- bestehend aus einem 3-lagigen Vliesstoff
- geringes Gewicht
- garantiert einen bequemen Sitz
- ermöglicht ungehindertes Atmen mit hervorragender Filtrationsleistung (ca. 98%)
- einstellbares Nasenrücken-Band für einen anatomisch korrekten Sitz
- zum Schnüren hinter dem Kopf oder mit einem beidseitigen Gummiband
- verschiedene Farben
- im Spenderkarton verpackt
- MaiMed® - FM Comfort sind sterilisierbar - A 121°C

### Anwendung

Zur äußeren Anwendung.

### MaiMed® - FM Comfort, unsteril

Artikelbeschreibung	Größe	Farbe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
zum Binden	Einheitsgröße	grün	50 Stück	75501	4046153026685	2208087	20
zum Binden	Einheitsgröße	blau	50 Stück	75500	4046153026661	5014099	20
zum Binden	Einheitsgröße	gelb	50 Stück	75552	4046153027248	5467518	20
zum Binden	Einheitsgröße	rosa	50 Stück	75511	4046153026883	5467530	20
zum Binden	Einheitsgröße	weiß	50 Stück	75506	4046153026784	5467547	20
mit Gummizug	Einheitsgröße	grün	50 Stück	75513	4046153026920	5014142	20
mit Gummizug	Einheitsgröße	blau	50 Stück	75503	4046153026722	2208101	20
mit Gummizug	Einheitsgröße	gelb	50 Stück	75517	4046153026982	5467553	20
mit Gummizug	Einheitsgröße	rosa	50 Stück	75514	4046153026944	5467576	20
mit Gummizug	Einheitsgröße	weiß	50 Stück	75512	4046153026906	5467582	20



## MaiMed® family - FFP2 - Maske Atemschutzmasken



### Charakteristik

- ergonomische Atemschutzmaske mit Ventil
- aus Polypropylen
- mit zwei Kopfbändern für sicheren Halt
- biegsamer Nasenflügel
- weiches Nasenkissen

### Anwendung

Zum Schutz vor Feinstaub, mindergiftigen festen und flüssigen Aerosolen und Infektionserregern.



Halten Sie die Maske unter das Kinn, mit dem Metall-Bügel nach oben.



Ziehen Sie die Kopfbänder für einen optimalen Sitz über den Kopf.



Drücken Sie die Metall-Nasenbögen zusammen, bis die Maske dicht an Nase und Kinn anliegt.



### MaiMed® family - FFP2 - Maske, unsteril

Artikelbeschreibung	Größe	Farbe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
mit Ventil	Einheitsgröße	weiß	20 Stück	75468	4046153087525	5512816	20
mit Ventil	Einheitsgröße	weiß	1 Stück	75184	4046153092925	5497548	400



## MaiMed® family - FFP3 - Maske Atemschutzmasken



### Charakteristik

- ergonomische Atemschutzmaske mit Ventil
- aus Polypropylen
- mit zwei Kopfbändern für sicheren Halt
- biegsamer Nasenflügel
- weiches Nasenkissen

### Anwendung

Zum Schutz vor hochgiftigen festen und flüssigen Aerosolen und Infektionserregern.

### MaiMed® family - FFP3 - Maske, unsteril

Artikelbeschreibung	Größe	Farbe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
mit Ventil	Einheitsgröße	weiß	10 Stück	75486	4046153093069	5512845	12
mit Ventil	Einheitsgröße	weiß	1 Stück	75244	4046153094844	keine	400

