

# Omnifix® elastic

## Das hautfreundliche Fixiervlies für eine komfortable, vollflächige Verbandfixierung

### Charakteristik

Hypoallergenes Fixiervlies aus weißem Vliesstoff mit synthetischem Kautschuk-Kleber; besonders weich und anschmiegsam; in Querrichtung dehnbar; extrem luft- und wasserdampfdurchlässig; keine Mazeration, sicher haftend, schmerzlos und ohne Rückstände zu entfernen; strahlensterilisierbar, strahlenindifferent.



### Anwendung

Zur vollflächigen Verbandabdeckung und Verbandfixierung in allen medizinischen Bereichen; ideal für Verbandfixierungen an Gelenken, runden und konischen Körperteilen; zur Befestigung von Messinstrumenten, Sonden, Kathetern usw.; bei Patienten mit empfindlicher Haut.



Omnifix elastic ermöglicht eine schnelle und sichere Vollflächenfixierung von Wundauflagen auch an schwierig zu verbindenden Körperstellen.

	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
<b>Omnifix® elastic</b> 2 m lang, in Faltschachteln				
10 cm	1 Rolle	900 601	4377374	24
<b>Omnifix® elastic</b> 10 m lang, in Faltschachteln				
2,5 cm	2 Rollen	900 606	1316515	60
5 cm	1 Rolle	900 602	0255579	60
10 cm	1 Rolle	900 603	0255585	32
15 cm	1 Rolle	900 604	0255616	20
20 cm	1 Rolle	900 605	0255622	16
30 cm	1 Rolle	900 607	1316509	10

# Hydrofilm® roll

## Der wasserdichte Folienverband zur transparenten Fixierung von Wundauflagen

### Charakteristik

Wasserdichter Folienverband aus transparenter, atmungsaktiver Polyurethan-Folie, mit hypoallergenem Polyacrylat-Kleber; durch die Applikationsfolie einfach abzurollen und exakt zuzuschneiden; keine Mazeration, sicher haftend, schmerzlos und ohne Rückstände zu entfernen; strahlensterilisierbar, strahlenindifferent.



### Anwendung

Zur vollflächigen, wasserdichten Verbandabdeckung und Verbandfixierung in allen medizinischen Bereichen, insbesondere wenn eine Beobachtung der Sekretaufnahme des Wundkissens erwünscht ist oder zur wasserdichten Verbandabdeckung z. B. beim Duschen; ideal für Verbandfixierungen an Gelenken, runden und konischen Körperteilen; zur Befestigung von Messinstrumenten, Sonden, Kathetern usw.; bei Patienten mit empfindlicher Haut.



Die transparente, dünne Folie von Hydrofilm roll lässt sich einfach applizieren und bietet sicheren Schutz vor Schmutz und Keimen.

	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
<b>Hydrofilm® roll</b> 2 m lang, in Faltschachteln				
10 cm	1 Rolle	685 791	3536356	24
<b>Hydrofilm® roll</b> 10 m lang, in Faltschachteln				
5 cm	1 Rolle	685 790	3535925	24
10 cm	1 Rolle	685 792	3536563	32
15 cm	1 Rolle	685 793	3537522	20