

# Rolta®

## Die Synthetik-Wattebinde für perfektes Polstern

### Charakteristik

Synthetik-Wattebinden aus nicht saugenden, gekräuselten Polyesterfasern; die hohe Bauschelastizität bleibt auch bei mechanischer Dauerbelastung und unter starkem Feuchtigkeitseinfluss erhalten; hautfreundlich, luft- und sekretdurchlässig, temperatenausgleichend; faltenfreier Sitz durch rutschsichere Eigenhaftung, einfach anzulegen, von Hand abreißbar; sterilisierbar (Dampf A 121 °C); strahlenindifferent; in zwei Materialstärken erhältlich.



### Anwendung

Als Polstermaterial unter Gips-, Stütz- und Kompressionsverbänden; zum Polstern von Schienen; als Einziehmaterial für Schlauchverbände; sterilisiert als sekretdurchlässige Druckauflage über Salbenkompressen.

### Rolta®

Mit hoher Bauschelastizität, die auch bei mechanischer Dauerbelastung und unter starkem Feuchtigkeitseinfluss erhalten bleibt.

### Rolta® soft

Aus weniger voluminösem, sehr weichem und hautfreundlichem Material für eine leichte Unterpolsterung; besonders für Patienten mit sehr empfindlicher Haut geeignet.



Durch die hohe Bauschelastizität eignet sich Rolta in sterilisierter Form insbesondere als sekretdurchlässige Druckauflage über Salbenkompressen.

	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
<b>Rolta® 3 m lang, einzeln banderoliert</b>				
6 cm	6 Binden	325 123	4456547	8
6 cm	50 Binden	325 153	2135394	1
10 cm	6 Binden	325 125	4456553	6
10 cm	50 Binden	325 155	2135402	1
15 cm	4 Binden	325 127	4456576	6
15 cm	50 Binden	325 157	2135419	1
25 cm	25 Binden	325 159	2135425	1
<b>Rolta® soft 3 m lang, einzeln banderoliert</b>				
6 cm	6 Binden	932 043	4456518	8
6 cm	50 Binden	932 048	2757486	1
10 cm	6 Binden	932 045	4456524	6
10 cm	30 Binden	932 049	2757457	1
15 cm	4 Binden	932 047	4456530	6
15 cm	20 Binden	932 050	2757440	1
25 cm	10 Binden	932 051	2757434	1