

HARTMANN Verbandmull

Der bewährte Verbandmull zum Selbstanfertigen von Verbandstücken

Charakteristik

Verbandmull EN 14079; erhältlich in Zickzack-Lagen auf 10 cm Breite gelegt und als Meterware in Stücken zu 40 m.

Anwendung

Zum Anfertigen individueller Verbandstücke; als universelle Wundauflage, z. B. bei der Erstversorgung.



HARTMANN Verbandmull ist aufgrund seiner bewährten Materialeigenschaften aus der modernen Wundversorgung nicht wegzudenken.



	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
HARTMANN Verbandmull 20fädig, in Zickzack-Lagen, 8fach auf 10 cm Breite gelegt				
	1 m	206 402	1083703	50
	2 m	206 403	1083726	30
	5 m	206 405	1083732	15
	10 m	206 406	1083749	8
	40 m	206 407	1902302	4
HARTMANN Verbandmull 20fädig, Stücke zu 40 m, auf 1 m gelegt				
80 cm breit	200 m	206 017	6618801	5

Mullro®

Der klassische Verbandmull in praktischer Rollenform

Charakteristik

Gerollter Verbandmull EN 14079, 20fädig, 80 cm breit, 8fach auf 10 cm Breite gelegt.

Anwendung

Als universelle Wundauflage, z. B. bei der Erstversorgung.

Als Entnahmebehälter für die 20 m-Rolle kann die Pur-Zellin®-Box verwendet werden. Siehe Seite 52.



Mit Mullro, dem reinen, weichen Verbandmull von der Rolle, ist eine bedarfsgerechte und wirtschaftliche Anwendung gewährleistet.



	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
Mullro® in Entnahmekartons				
	2 m	209 403	2700902	30
	5 m	209 405	2700919	12
	10 m	209 406	2700925	12
Mullro® Großpackung				
	2x20 m	209 409	2708186	4