

! Hilfreiche Tipps

Ruhezeit

Während der Ruhezeit kein zusätzliches Pulver einrühren, da die Flüssigkeit sonst zu sehr andicken kann.

Erhitzen, kühlen, einfrieren

Angedickte Speisen können ganz einfach gekühlt, eingefroren oder erwärmt werden, zum Beispiel in der Mikrowelle.

Kohlensäurehaltige Getränke

Kohlensäurehaltige Getränke vor dem Andicken so lange rühren, bis sie nicht mehr sprudeln.



Nutris Powder im Produktvergleich

Produkte	Dosengröße (in g)	Anzahl Drinks pro Dose (200 ml Wasser andickt, sirupartig)	Amylaseresistente Eigenschaften
Nutris Powder	300	30	✓
Thick & Easy	225	25	—
Resource ThickenUp	227	25	—

Nutris Powder Bestellinformationen

Deutschland

VPE	Art	PZN	Art.-Nr.
12 x 300g	Dose	07135631	668123
300g	Dose	07135625	
6 x 670g	Dose	07135789	668127
670g	Dose	07135660	
3 x 20 x 12g	Sachets	07136470	668129
20 x 12g	Sachets	07136464	

Schweiz

VPE	Art	PH-Code	Art.-Nr.
12 x 300g	Dose		121654
300g	Dose	4812479	
3 x 20 x 12g	Sachets		595373

Deutschland

Nutrisia GmbH
Postfach 2769
D-91015 Erlangen
Tel. 09131 77 82 0
Fax 09131 77 82 10
information@nutrisia.com

Österreich

Nutrisia GmbH
Technologiestraße 10
A-1120 Wien
Tel. 01 6882626 0
Fax 01 6882626 666
office-austria@nutrisia.com

Schweiz

Nutrisia S. A.
Leutschenbachstrasse 95
CH-8050 Zürich
Tel. 044 543 70 96
Fax 044 543 70 97
info@nutrisia.ch

Österreich

VPE	Art	PZN	Art.-Nr.
12 x 300g	Dose	3819611	121654
6 x 300g	Dose	3819597	
300g	Dose	3819580	
6 x 670g	Dose	3819634	121661
670g	Dose	3819628	

Rezepte mit Nutilis Powder unter:

www.nutrisia.de/rezepte-nutris
www.nutrisia.at/rezepte-nutris
www.nutrisia.ch/rezepte-nutris

Mehr Sicherheit bei Schluckstörungen

Nutris Powder Produktinformationen & Mischanleitung



Nutris: Die Nr. 1 bei Logopäden/-innen*

EMH – Art.-Nr. 9775709 – 7 / 2 T. 07.18 – D/A/CH

Nutris. Einfach sicherer schlucken.

NUTRICIA
Nutris

Damit Sie Ihre Mahlzeiten tagtäglich sicher und unkompliziert genießen können, haben wir unsere Nutilis Produkte speziell für die Ernährung bei Schluckproblemen entwickelt.



Nutilis Powder

Nutilis Powder ist der Allrounder unter den Andickungsmitteln: einfach in der Anwendung und jederzeit sicher. Denn die amylaseresistenten Eigenschaften des Pulvers sorgen dafür, dass die erforderliche Konsistenz auch bei Speichelkontakt erhalten bleibt.



Mit amylaseresistenten Eigenschaften
FÜR EIN SICHERERES SCHLUCKEN

Ihre Vorteile auf einen Blick

- ✓ Zur individuellen Andickung von kalten und warmen Getränken und pürierten Gerichten
- ✓ Einfach in der Anwendung: sogar in Milch oder Tee
- ✓ Konsistenzen nach persönlichen Vorlieben, z.B. sirup-, honig- oder puddingartig
- ✓ Sicher, da amylaseresistent: Getränke und Speisen behalten die erforderliche Konsistenz auch bei Speichelkontakt bei
- ✓ Geschmacksneutral: kein metallischer Nachgeschmack
- ✓ In der 300g und 670g Dose oder als 12g Sachet


*Nutilis ist laut Marktforschung GIM 2017 die bei Logopädinnen und Logopäden bekannteste und am meisten eingesetzte Marke bei Dickungsmitteln.

Nutilis Powder ist ein Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement von Patienten mit Schluckstörungen. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nutilis Powder ist ab 3 Jahren geeignet. Eine geöffnete Dose innerhalb von zwei Monaten aufbrauchen.


Nutilis Powder Mischanleitung




① Getränk in Becher/Gefäß gießen




② Empfohlene Menge Pulver hinzufügen



③ 20-30 Sek. vorsichtig rühren, bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat



④ 1-2 Min. umrühren



⑤ Ein paar Minuten stehen lassen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist



⑥ Servieren

Nutilis Powder Dosierung



Getränke
(z.B. Kaffee, Tee, Säfte) / Suppe



Pürierte Mahlzeiten



Milch

Konsistenzstufe 1 – sirupartig (leicht flüssig)

Anzahl Löffel pro 200ml		2-3x	-	3-4x
-------------------------	--	------	---	------

Konsistenzstufe 2 – honigartig (zähflüssig)

Anzahl Löffel pro 200ml		3-4x	2x	4-5x
-------------------------	--	------	----	------

Konsistenzstufe 3 – puddingartig (fest)

Anzahl Löffel pro 200ml		4-5x	3x	5-6x
-------------------------	--	------	----	------

1 Löffel = ca. 4g

Die Anzahl der Messlöffel variiert leicht je nach Temperatur und Konsistenz der Flüssigkeit. Zur optimalen Zubereitung benutzen Sie einen Shaker.