zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

Pro-ophta®
Augenlochkompresse

Samtweiche Spezialkompresse mit Lochstanzung; zur postoperativen Versorgung unter Erhaltung der natürlichen Lidfunktionen, insbesondere nach Kataraktoperation, Lidoperation, auch bei Verletzung am äußeren Auge.

Pro-ophta Augenlochkompressen werden unter gelochten Augenscheiben verwendet. Die bauschigen, oberflächenglatten Kompressen fusseln nicht, sie saugen, polstern und lassen viel Luft ans Auge.

Patienten empfinden die gelochte Augenkompresse auch deshalb als angenehm, weil früh erste Sehversuche möglich sind – ein psychologischer Effekt im Sinne der Compliance.



Die gelochte Kunststoff-Scheibe ist nicht Bestandteil des Produktes.

Pro-ophta® Augenlochkompresse

Weicher Vliesstoff, 67% Viskose, 33% Polyester, in 16 Lagen durch Steppnaht verbunden und auf Kompressenformat gestanzt, mit offenem Zentrum.



Pro-ophta® Augenlochkompresse		REF	PZN	Verpackg.-Einheiten
steril einzeln eingesiegelt	7 x 8,5 cm	13 014	727 837 1	50 St. / 500 St.
unsteril in Faltschachtel	7 x 8,5 cm	13 015	727 838 8	50 St. / 300 St.

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info November 2011