zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

Lohmann & Rauscher

Cellona® Shoecast



Anwendungsbereiche
- Gehsohle für physiologisch korrektes Bewegen im Gips- und Castverband
- Schutz des Verbandes vor Schmutz und Nässe

Produktzusammensetzung
Gehsohle: 100 % Polyurethan (geschäumt), Haltebänder: 100 % Polyamid

Eigenschaften
- hohe Längs- und Querstabilität
- größtmöglicher Bodenkontakt
- anatomische Anformung
- abriebfest
- stoßdämpfend
- hoch umschließende Fersenkappe
- über Kreuz stufenlos verstellbarer Klettverschluss
- zuverlässiger Halt

Tipp:
- Ersatzhaltebänder separat bestellbar

Cellona® Shoecast
einzeln im Folienbeutel

Größe	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
für Kinder				
Gr. 0, links (Schuhgr. 32-35)	50 858	395 400 7	1 / 8	SSB
Gr. 0, rechts	50 859	395 401 3	1 / 8	SSB
für Erwachsene				
Gr. 1, links (Schuhgr. 36-38)	50 860	363 031 6	1 / 10	SSB
Gr. 1, rechts	50 861	363 032 2	1 / 10	SSB
Gr. 2, links (Schuhgr. 39-42)	50 862	363 033 9	1 / 10	SSB
Gr. 2, rechts	50 863	363 034 5	1 / 10	SSB
Gr. 3, links (Schuhgr. 43-46)	50 864	363 035 1	1 / 8	SSB
Gr. 3, rechts	50 865	363 036 8	1 / 8	SSB
Gr. 4, links (Schuhgr. >46)	50 869	866 653 7	1 / 6	SSB
Gr. 4, rechts	50 870	866 654 3	1 / 6	SSB
Ersatzhalteband mit Klettverschluss				
40 cm (für Größe 0)	50 868	439 464 5	10 / 80	SSB
90 cm (für Größe 1 und 2)	50 873	478 145 4	10 / 100	SSB
100 cm (für Größe 3 und 4)	50 874	478 146 0	10 / 100	SSB

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info Juli 2012