zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

ValguLoc®

Stabilorthese zur Korrektur der Großzehe.



Hilfsmittelnummer:
23.01.01.0007

Indikation

- Hallux valgus – konservativ und post-operativ

Merkmale

- ValguLoc® ist eine Lagerungsschiene zur Korrektur einer X-Fehlstellung der Großzehe.
- ValguLoc® ist anatomisch geformt und gewährleistet durch die einfache Konstruktion eine patienten-freundliche Anwendung.
- Ein Klettverschluss ermöglicht die stufenlose Einstellung des Korrektur-druckes.
- ValguLoc® wird ohne Schuhe getragen und ist zum Gehen nicht geeignet.

Wirkweise

- Durch Anwendung kleiner Kräfte wird die Großzehe in achsengerechte Stel-lung gebracht.
- ValguLoc® korrigiert eine X-Fehlstel-lung nach dem 3-Punkt Prinzip und dehnt verkürzte Kapselanteile bzw. Weichteile.
- Postoperativ können Korrekturverluste (z. B. durch Narbenzüge) vermieden werden und die Schienung vermittelt der Großzehe einen gewissen Schutz vor mechanischen Einflüssen.



Lagerungsschiene

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info Juli 2013