zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

Curaplast® sensitive

Wundschnellverband



Curaplast® sensitive Wundschnellverband

Anwendungsbereiche

- zur Versorgung von kleinen Verletzungen in Klinik, Praxis, im Haushalt und unterwegs

Eigenschaften

- für die sensible Haut
- weich und anschmiegsam
- leicht querelastisch
- passt sich den Körperkonturen gut an
- fixiert das Wundkissen sicher auf der Haut
- verringertes Verklebungsriskio im Wundbereich durch Netzfolie
- schmerzarmer Verbandwechsel
- durchlaufendes Wundkissen
- individuell zuschneidbar

Produktzusammensetzung

Trägervlies: hautfarben, 100 % Polyester; hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei); Wundkissen: Viskose, Polypropylen/Polyethylen, Netzfolie aus Polyethylen

Curaplast® sensitive Wundschnellverband

Größe (cm x m)	REF	PZN	VE (Pck.)	Verordnungs-hinweise
5-m-Rolle im Spenderkarton				
4 x 5	30 616	736 679 6	1 / 36	SSB, EV
6 x 5	30 617	736 680 4	1 / 40	SSB, EV
8 x 5	30 618	736 681 0	1 / 24	SSB, EV
10 Abschnitte à 10 cm				
4 x 1	17 077	698 006 3	1 / 47	EV, OTC
6 x 1	17 078	698 010 0	1 / 47	EV, OTC
8 x 1	17 079	698 011 7	1 / 36	EV, OTC

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15