zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

OMRON HJA-300-E

OMRON ***Jog style***

Aktivitätsmonitor



Der ideale Trainingsbegleiter für Läufer

- Messung von Laufzeit, Distanz, Durchschnitts-Geschwindigkeit und Energieverbrauch während der Joggingaktivität
- Anzeige von täglichen Schritten, täglich abgebautem Körperfett und Energieverbrauch
- 3 dimensionale Sensor Technologie
- 7-Tage Speicher
- Funktioniert auch in der Tasche

PZN 06129781 (schwarz)

PZN 06129798 (gelb)

UVP 59,95 €

All for Healthcare

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info Januar 2014

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

OMRON *Jog style*

Produkt Spezifikationen:

Modell Bezeichnung	Schrittzähler
Name	OMRON Jog style (HJA-300-E)
EAN Code	4015672105409 (schwarz) 4015672105393 (gelb)
Messbereich	Anzahl der Schritte: **0 bis 99.999 Schritte** Zurückgelegte Strecke: **0,0 bis 9.999,9 km (Jogging)** Verbrauchte Kalorien: **0 bis 99.999 kcal** Fettverbrennung: **0,0 bis 9.999,9 g** Fettverbrennung: **0,0 bis 9.999,9 g (Jogging)** Zeit: **0:00 bis 23:59** Zeit: **0:00 bis 1440:00 (Jogging)** Durchschnittsgeschwindigkeit: **0.00 bis 999.9 km/h (Jogging)**
Speicher	**Letzten 7 Tage im Display** **7 Joggingaktivitäten im Display**
Einstellbereich	Zeit: **0:00 bis 23:59 (24-Stunden-Display)** Gewicht: **30 bis 136 kg in Einheiten von 1 kg** Größe: **100 bis 199 cm in Einheiten von 1 cm** Schrittlänge: **30 bis 250 cm in Einheiten von 1cm**
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit	**-10°C bis +40°C;** **30% bis 85% relative Luftfeuchtigkeit**
Stromversorgung	**3V Lithium Batterie Typ CR2032**
Batterie-Lebensdauer	**ca. 6 Monate (bei 2 Stunden Gebrauch pro Tag, ca. 10,000 Schrit** Anmerkung: Gelieferte Batterien sind für den Probegebrauch vorgesehen. Die mitgelieferten Batterien haben eventuell eine geringere Lebensdauer
Äußere Abmessungen	ca. 75,5 (B) x 33,5 (H) x 11,8 (T) mm
Gewicht	ca. 28 g (mit Batterien)
Zubehör	Schrittzähler, Band, Clip, Batterie, Schraubenzieher und Gebrauchsanweisung
Hersteller	OMRON Healthcare Co. Ltd. 53, Knutsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto 617-0002,4 Japan
EU-Vertretung	OMRON Healthcare Europe B.V. Scorpius 33 2132 LR Hoofddorp Niederlande

Hinweis: Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT MBH
Gottlieb-Daimler-Str. 10
68165 Mannheim
Tel.: 0621/83348-0
Fax: 0621/83348-20
kontakt@eu.omron.com
www.omron-healthcare.de

CE 0197

All for Healthcare

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info Januar 2014