zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

Helipur® ... Desinfektion und Reinigung in einem Arbeitsgang

CE 0123

- hochwirksames flüssiges Desinfektionsmittel-Konzentrat auf Phenolbasis mit hoher selbsttätiger Reinigungskraft
- geeignet für alle Instrumente und Geräte aus Metall, Glas und Keramik
- wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA und TbB) und Pilze. Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV)[1] und wirksam gegen Adeno-, Polyoma- und Vacciniaviren; in der IHO-Viruzidie-Liste[2]
- Desinfektion und Reinigung in einem Arbeitsgang; kontaminierte Instrumente werden direkt in die Gebrauchslösung eingelegt, manuelle Vor- und Nachreinigung ist in der Regel nicht erforderlich
- wirtschaftlich (DGHM[3]/VAH[4]): 1,5 %/60 Min.; 1,5 %/15 Min.; 3 %/5 Min.
- im Ultraschallbad einsetzbar



Lieferform	REF	PZN
100 ml-Flasche	3891046	8505194
1000 ml-Flasche	18894	8505202
5 Liter-Kanister	18895	2387598

besonders reinigungsaktiv

Helix® ... Pulverreiniger

CE 0123

- desinfizierendes Reinigungspulver zur Aufbereitung von Instrumenten und Laborgeräten aus Metall, Glas und Keramik
- wirkt gegen Bakterien und Pilze
- einfach in der Anwendung durch ausgezeichnete Wasserlöslichkeit
- gründliche, selbsttätige Reinigungskraft
- manuelle Nachreinigung in der Regel nicht erforderlich
- wirtschaftliche Anwendungskonzentration: 1 % Einwirkzeit bei 60 Min. = 10 g auf 1 Liter kaltes Wasser



Lieferform	REF	PZN
3 kg-Griffbehälter	19284	7259942

gründliche Reinigung

1) gem. RKI-Empfehlung, Bundesgesundheitsblatt 01–2004
2) www.iho-viruzidie-liste.de
3) DGHM = Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie
4) VAH = Verbund für Angewandte Hygiene

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2012